


## [MAQUET 1130.50A OP TISCH MIT FERNBEDIENUNG](#)

SKU: BA082023

3.333,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Maquet 1130.50A Operationstisch mit Fernbedienung bietet präzise Positioniermöglichkeiten und höchste Stabilität für chirurgische Eingriffe. Durch die intuitive Steuerung per Fernbedienung wird eine ergonomische und effiziente Bedienung gewährleistet.



---

Categories: [OP-Tische](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet 1130.50A Operationstisch mit Fernbedienung** ist ein hochmodernes medizintechnisches Gerät, das speziell für den Einsatz in chirurgischen Umgebungen entwickelt wurde. Er bietet eine optimale Kombination aus Funktionalität, Ergonomie und Zuverlässigkeit, um unterschiedlichste operative Anforderungen sicher und präzise zu unterstützen.

### **Besondere Merkmale und Vorteile:**

- **Fernbedienung:** Die intuitive Fernbedienung ermöglicht eine einfache und präzise Steuerung sämtlicher Tischfunktionen, ohne den sterilen Bereich zu verlassen. Dies erhöht die Effizienz während der Operation und minimiert Unterbrechungen.
- **Vielseitige Verstellmöglichkeiten:** Der Tisch lässt sich in Höhe, Neigung, Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Position sowie lateral verstellen. Dies gewährleistet die optimale Positionierung des Patienten für unterschiedliche chirurgische Eingriffe.
- **Stabile und robuste Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, bietet der Tisch eine hohe



Belastbarkeit und Langlebigkeit. Die stabile Basis sorgt für sicheren Stand und verhindert unerwünschte Bewegungen während der Operation.

- **Kompatibilität:** Der Maquet 1130.50A ist kompatibel mit verschiedenen OP-Zubehörteilen und Anbauteilen, was eine flexible Anpassung an spezifische Anforderungen ermöglicht.
- **Einfache Reinigung und Wartung:** Die glatten Oberflächen und das durchdachte Design erleichtern die Reinigung und Desinfektion, was den hygienischen Betrieb im OP unterstützt.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Maquet 1130.50A Operationstisch eignet sich ideal für verschiedene chirurgische Fachrichtungen, darunter Allgemeinchirurgie, Orthopädie, Gynäkologie, Urologie und viele weitere. Seine vielseitigen Einstellmöglichkeiten ermöglichen eine präzise Patientenlagerung, die den individuellen Anforderungen jeder Operation gerecht wird.

### **Technische Spezifikationen (Auszug):**

- Höhenverstellung: elektrisch, stufenlos
- Neigungsverstellung: Trendelenburg und Anti-Trendelenburg
- Laterale Kippung: elektrisch verstellbar
- Maximale Belastbarkeit: bis zu 250 kg
- Steuerung: drahtlose Fernbedienung mit übersichtlichem Bedienfeld
- Material: rostfreier Edelstahl und medizinisches Aluminium

Der **Maquet 1130.50A Operationstisch mit Fernbedienung** ist eine zuverlässige Lösung für Krankenhäuser und chirurgische Einrichtungen, die Wert auf höchste Präzision, Sicherheit und Komfort legen. Seine ausgeklügelten Funktionen unterstützen das medizinische Personal dabei, optimale operative Ergebnisse zu erzielen und den Patientenkomfort während des Eingriffs zu gewährleisten.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

