



MAQUET 1133.12B3 ALPHAMAXX
FAHRBARER OP-TISCH - BELASTBAR BIS
450 KG

SKU: BH092024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Maquet 1133.12B3 ist ein spezialisierter OP-Tisch, der für den Einsatz in chirurgischen Umgebungen entwickelt wurde. Er gehört zur Alphamaxx-Serie und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die die Effizienz und Sicherheit während chirurgischer Eingriffe erhöhen.

Einige der Hauptmerkmale des Maquet 1133.12B3 können Folgendes umfassen:

- Vielseitige Positionierung: Der Tisch ermöglicht eine präzise Anpassung der Position des Patienten, was für verschiedene chirurgische Verfahren wichtig ist.
- Selbstfahrfunktion: Dies erleichtert die Mobilität des Tisches im Operationssaal, ohne dass zusätzliches Personal erforderlich ist.
- Hohe Belastbarkeit: Mit einer maximalen Tragfähigkeit von 450 kg ist der Tisch für eine Vielzahl von Patienten geeignet.
- Ergonomisches Design: Der Tisch ist so gestaltet, dass er den Bedürfnissen des medizinischen Personals und der Patienten gerecht wird.

Wenn du weitere Informationen oder spezifische Fragen zu diesem OP-Tisch hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung!

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

