



## [MAQUET 1140.62BN LAFETTE TRANSPORT OPERATIONSTISCH OP TISCH](#)

**SKU:** AD012022

Der **Maquet 1140.62BN Lafette** ist ein hochwertiger Transport- und Operationstisch, der durch seine stabile Konstruktion und präzise Verstellmöglichkeiten eine sichere und effiziente Patientenlagerung während chirurgischer Eingriffe gewährleistet. Er eignet sich ideal für den flexiblen Einsatz im OP-Bereich und überzeugt durch einfache Handhabung sowie robuste Materialien.



---

**Categories:** [OP-Tische](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet 1140.62BN Lafette Transport Operationstisch** ist ein innovativer und vielseitiger OP-Tisch, der speziell für den Einsatz in modernen Operationssälen entwickelt wurde. Er kombiniert höchste Funktionalität mit robustem Design und ermöglicht eine sichere sowie komfortable Positionierung des Patienten während verschiedener chirurgischer Eingriffe.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Robuste Konstruktion:** Der Tisch verfügt über eine stabile Stahl-Lafette mit pulverbeschichteter Oberfläche, die eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit gewährleistet.
- **Mobilität:** Ausgestattet mit hochwertigen Lenkrollen, lässt sich der Tisch leicht und sicher im OP-Bereich transportieren und positionieren.
- **Kompatibilität:** Die Lafette ist kompatibel mit einer Vielzahl von Maquet Tischplatten und Zubehör, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche chirurgische Anforderungen ermöglicht.
- **Ergonomische Bedienung:** Die Höhenverstellung und die Neigungsverstellung können manuell oder hydraulisch erfolgen, um eine optimale Patientenlagerung zu gewährleisten.
- **Sicherheitsmerkmale:** Der Tisch ist mit zuverlässigen Feststellbremsen ausgestattet, die ein



unbeabsichtigtes Verrutschen während der Operation verhindern.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Maquet 1140.62BN Lafette Transport OP-Tisch ist ideal geeignet für:

- Allgemeinchirurgische Eingriffe
- Orthopädische Operationen
- Traumatologie
- Notfallmedizinische Anwendungen
- Patiententransport innerhalb der Klinik

### **Technische Daten:**

- Material: Hochwertiger Stahl mit Korrosionsschutz
- Maximale Belastbarkeit: Bis zu 200 kg
- Lenkrollen: 4 Stück, davon 2 feststellbar
- Abmessungen (L x B x H): Variabel je nach Tischplatte

Der **Maquet 1140.62BN Lafette Transport Operationstisch** ist ein unverzichtbares Element für jeden modernen OP-Bereich, das durch seine Kombination aus Stabilität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Er unterstützt das medizinische Personal effektiv bei der Durchführung sicherer und präziser Operationen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

