



MAQUET 1146.61A0 + 1150.30D0 + SÄULE 1150.81A0 + LAGERGERÄT + FERNBEDIENUNG – OP TISCH SYSTEM

**SKU:** CS042024

zzgl. Versandkosten

Das Maquet OP Tisch System bestehend aus den Komponenten 1146.61A0, 1150.30D0, Säule 1150.81A0, Lagergerät und Fernbedienung bietet eine flexible und präzise Positionierung für chirurgische Eingriffe. Es gewährleistet höchste Stabilität und Bedienkomfort bei optimaler Ergonomie im Operationssaal.



Categories: OP-Tische

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Maquet OP Tisch System**, bestehend aus den Modulen **1146.61A0**, **1150.30D0**, der Säule **1150.81A0**, einem Lagergerät sowie einer Fernbedienung, stellt eine hochmoderne Lösung für chirurgische Eingriffe dar. Dieses System wurde speziell entwickelt, um höchste Ansprüche an Sicherheit, Flexibilität und Bedienkomfort im Operationssaal zu erfüllen.

### **Produktmerkmale und Funktionen:**

- **Modul 1146.61A0:** Operative Tischplatte mit ergonomischem Design für optimale Patientenlagerung und vielfältige Positionierungsmöglichkeiten.
- **Modul 1150.30D0:** Erweiterungsmodul zur Anpassung an unterschiedliche chirurgische Anforderungen, ermöglicht zusätzliche Lagerungsoptionen.
- **Säule 1150.81A0:** Stabile und robuste Säule mit integriertem Antriebssystem für präzise Höhenverstellung und sichere Fixierung.



- Lagergerät: Speziell konzipiertes Zubehör zur sicheren und schonenden Lagerung des Patienten während der Operation.
- Fernbedienung: Intuitive Steuerungseinheit zur einfachen und flexiblen Positionierung des OP-Tisches, ermöglicht schnelle Anpassungen ohne Unterbrechung des chirurgischen Ablaufs.

Das System zeichnet sich durch hohe Kompatibilität mit standardisierten OP-Ausrüstungen sowie durch eine einfache Handhabung aus. Die robuste Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit, während die präzisen Einstellungsmöglichkeiten eine optimale Patientenlagerung ermöglichen, was entscheidend zur erfolgreichen Durchführung verschiedenster Operationen beiträgt.

Dank der modularen Bauweise kann das Maquet OP Tisch System flexibel an individuelle Anforderungen und unterschiedliche chirurgische Disziplinen angepasst werden. Die integrierte Fernbedienung unterstützt das medizinische Personal bei der effizienten und sicheren Positionierung, wodurch Zeit im OP eingespart und die Patientensicherheit erhöht wird.

### Zusammenfassung der Vorteile:

- Ergonomisches und flexibles Design für vielfältige Lagerungsmöglichkeiten
- Robuste Säule mit präziser Höhenverstellung
- Modulare Erweiterbarkeit für unterschiedliche OP-Anforderungen
- Einfache Bedienung über Fernbedienung
- · Hohe Sicherheitsstandards und Stabilität
- Kompatibel mit gängigen OP-Zubehörteilen

Das Maquet OP Tisch System (1146.61A0 + 1150.30D0 + Säule 1150.81A0 + Lagergerät + Fernbedienung) ist somit eine ausgezeichnete Wahl für Krankenhäuser und chirurgische Einrichtungen, die Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität legen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

Weight	400 kg
Versand	Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.
Zustand	Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.  D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.  Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



# Lieferumfang

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



# **GALLERIE**







