



[MAQUET 1150.01A1 OP-TISCH SÄULE D 3 IR-SYSTEM MIT FERNBEDIENUNG](#)

SKU: BX042024-NV

Maquet 1150.01A1 OP-Tisch Säule D 3 IR-System mit Fernbedienung ist eine hochwertige, ergonomisch gestaltete Operationssäule, die präzise Steuerung und zuverlässige Stabilität im OP-Saal gewährleistet. Das integrierte IR-System ermöglicht eine komfortable, kabellose Bedienung über die Fernbedienung, wodurch Effizienz und Hygiene optimiert werden.



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Maquet 1150.01A1 OP-Tisch ist ein hochentwickelter chirurgischer Tisch, der in modernen Operationssälen eingesetzt wird. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zu diesem speziellen Modell:

1. **Säulenstruktur:** Der OP-Tisch hat eine stabile Säulenstruktur, die eine hohe Belastbarkeit und Stabilität während chirurgischer Eingriffe gewährleistet.
2. **IR-System:** Das integrierte Infrarotsystem (IR-System) ermöglicht eine präzise Steuerung des Tisches, oft über eine Fernbedienung. Dies erleichtert das Anpassen der Tischposition während des Eingriffs, ohne dass das Operationsteam den Tisch manuell verstellen muss.
3. **Fernbedienung:** Die Fernbedienung bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur Steuerung aller Funktionen des OP-Tisches, einschließlich Höhenverstellung, Neigung und Drehung. Dies verbessert die Ergonomie für das Operationsteam und sorgt für einen reibungslosen Ablauf während des Eingriffs.
4. **Flexibilität:** Der Tisch ist so konzipiert, dass er sich an verschiedene chirurgische Verfahren anpassen lässt, was ihn vielseitig einsetzbar macht.
5. **Sicherheit:** Sicherheitsmerkmale wie Bremsen und stabile Konstruktion sorgen dafür, dass der Tisch während des gesamten Eingriffs sicher bleibt.



6. **Zubehör:** Der OP-Tisch kann mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet werden, um spezifische Anforderungen für unterschiedliche chirurgische Disziplinen zu erfüllen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

