



## [MAQUET 1150.01A1 OP-TISCH SÄULE D 3 IR-SYSTEM MIT FERNBEDIENUNG](#)

SKU: BX042024

~~2.559,00 €~~ **1.638,00 €**



---

Categories: [OP-Tische](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Maquet 1150.01A1 OP-Tisch ist ein hochentwickelter chirurgischer Tisch, der in modernen Operationssälen eingesetzt wird. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zu diesem speziellen Modell:

1. **Säulenstruktur:** Der OP-Tisch hat eine stabile Säulenstruktur, die eine hohe Belastbarkeit und Stabilität während chirurgischer Eingriffe gewährleistet.
2. **IR-System:** Das integrierte Infrarotsystem (IR-System) ermöglicht eine präzise Steuerung des Tisches, oft über eine Fernbedienung. Dies erleichtert das Anpassen der Tischposition während des Eingriffs, ohne dass das Operationsteam den Tisch manuell verstellen muss.
3. **Fernbedienung:** Die Fernbedienung bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur Steuerung aller Funktionen des OP-Tisches, einschließlich Höhenverstellung, Neigung und Drehung. Dies verbessert die Ergonomie für das Operationsteam und sorgt für einen reibungslosen Ablauf während des Eingriffs.
4. **Flexibilität:** Der Tisch ist so konzipiert, dass er sich an verschiedene chirurgische Verfahren anpassen lässt, was ihn vielseitig einsetzbar macht.
5. **Sicherheit:** Sicherheitsmerkmale wie Bremsen und stabile Konstruktion sorgen dafür, dass der Tisch während des gesamten Eingriffs sicher bleibt.
6. **Zubehör:** Der OP-Tisch kann mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet werden, um spezifische Anforderungen für unterschiedliche chirurgische Disziplinen zu erfüllen.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

