



[MAQUET 1150.10A0 + 1145.62C0 OP TISCH LAFETTE -](#)

SKU: BU042024-VER

Der **Maquet 1150.10A0** Operations-Tisch mit der **1145.62C0** Lafette bietet höchste Stabilität und präzise Verstellmöglichkeiten für chirurgische Eingriffe. Dank robustem Design und ergonomischer Funktionalität unterstützt er eine optimale Patientenlagerung und erleichtert den Arbeitsablauf im OP.



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet 1150.10A0** in Kombination mit der **1145.62C0 Op Tisch Lafette** stellt eine hochmoderne Lösung für chirurgische Eingriffe dar, die speziell für den Einsatz in Operationssälen konzipiert wurde. Dieses System bietet eine robuste und flexible Basis für OP-Tische, die den hohen Anforderungen moderner Chirurgie gerecht wird.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Stabile Konstruktion:** Die Lafette ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und gewährleistet eine zuverlässige Stabilität während des gesamten Eingriffs.
- **Hohe Kompatibilität:** Die Kombination der Modelle 1150.10A0 und 1145.62C0 ermöglicht die Integration mit verschiedenen Maquet OP-Tischplatten und Zubehörteilen, was eine vielseitige Anwendung in unterschiedlichen chirurgischen Fachrichtungen erlaubt.
- **Ergonomisches Design:** Die Lafette ist ergonomisch gestaltet, um ein einfaches und sicheres Handling durch das OP-Personal zu gewährleisten, inklusive einfacher Bedienbarkeit und schnellen Verstellmöglichkeiten.
- **Präzise Höhenverstellung:** Ermöglicht eine exakte Anpassung der Arbeitshöhe, was die optimale Positionierung des Patienten unterstützt und gleichzeitig den Komfort für das Operationsteam verbessert.
- **Mobiler Einsatz:** Ausgestattet mit hochwertigen Rollen, die eine einfache und sichere Positionierung des OP-Tisches innerhalb des Operationssaals ermöglichen.



- **Hygienische Ausführung:** Oberflächen sind glatt und leicht zu reinigen, was die Einhaltung strenger hygienischer Anforderungen in medizinischen Einrichtungen unterstützt.

Anwendungsgebiete:

Die Kombination aus Maquet 1150.10A0 und 1145.62C0 Lafette eignet sich ideal für den Einsatz in:

- Allgemeinchirurgie
- Orthopädie
- Neurochirurgie
- Gynäkologie und Geburtshilfe
- Weitere spezialisierte chirurgische Disziplinen

Fazit:

Das System Maquet 1150.10A0 mit 1145.62C0 Op Tisch Lafette ist eine zuverlässige und effiziente Lösung für Operationssäle, die höchste Ansprüche an Stabilität, Flexibilität und Hygiene erfüllt. Es unterstützt Chirurgen und OP-Teams dabei, Eingriffe sicher und präzise durchzuführen, und trägt somit maßgeblich zur Optimierung des Operationsablaufs bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight	250 kg
Versand	Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.
Zustand	Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.
Lieferumfang	Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

