



[MAQUET 1150.30D0 + 1146.62A0 LAFETTE + OP TISCH PLATTE](#)

SKU: BJ032024

Maquet 1150.30D0 in Kombination mit der **1146.62A0 Lafette** und der *Operationstischplatte* bietet eine stabile, präzise und vielseitige Lösung für chirurgische Eingriffe, die höchste Anforderungen an Positionierung und Sicherheit erfüllt.



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet 1150.30D0** in Kombination mit der **1146.62A0 Lafette** und der dazugehörigen **OP-Tischplatte** stellt eine hochfunktionale und äußerst vielseitige Lösung für den Einsatz im modernen Operationssaal dar. Dieses System wurde speziell entwickelt, um den höchsten Anforderungen in der Chirurgie gerecht zu werden und eine optimale Patientenlagerung sowie maximale Flexibilität für das OP-Team zu gewährleisten.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Robuste Konstruktion:** Die Kombination aus Maquet 1150.30D0 und Lafette 1146.62A0 bietet eine stabile und langlebige Basis, die auch bei anspruchsvollen Eingriffen höchste Sicherheit garantiert.
- **Modulare OP-Tischplatte:** Die OP-Tischplatte ist kompatibel mit verschiedenen Aufsätzen und Zubehör, was eine individuelle Anpassung an unterschiedliche chirurgische Anforderungen ermöglicht.
- **Ergonomische Bedienung:** Die Tischplatte sowie die Lafette sind so konzipiert, dass sie eine einfache und präzise Positionierung des Patienten erlauben. Dies unterstützt Chirurgen bei der optimalen Ausrichtung während der Operation.
- **Hygienisches Design:** Die Materialien sind leicht zu reinigen und widerstehen Desinfektionsmitteln, was die Aufrechterhaltung hoher Hygienestandards im OP-Bereich unterstützt.
- **Kompatibilität:** Das System ist mit zahlreichen Maquet-Zubehörteilen kompatibel, was eine flexible Erweiterung und Anpassung ermöglicht.



Anwendungsbereiche:

- Allgemeinchirurgie
- Orthopädie und Traumatologie
- Neurochirurgie
- Thoraxchirurgie
- Weitere spezialisierte chirurgische Disziplinen

Durch die Kombination der **Maquet 1150.30D0** mit der **1146.62A0 Lafette** und der passenden OP-Tischplatte wird ein hochgradig flexibles, sicheres und effizientes Operationsumfeld geschaffen, das sowohl den Patientenkomfort als auch die Arbeitsergonomie für das medizinische Personal optimiert. Dieses System erfüllt die strengen Anforderungen moderner Operationssäle und unterstützt eine exzellente chirurgische Präzision.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

