



[MAQUET 1150.91C0 REMOTE CONTROL](#) [FERNBEDIENUNG FÜR MAQUET OP TISCH](#)

SKU: ES102024-K - EP102024-K

~~999,00 €~~ **879,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **MAQUET 1150.91C0 Remote Control** ist eine präzise Fernbedienung zur komfortablen Steuerung des Maquet OP-Tisches, die eine sichere und effiziente Positionierung während chirurgischer Eingriffe ermöglicht. Das ergonomische Design gewährleistet eine einfache Handhabung und trägt zur Optimierung des OP-Ablaufs bei.



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **MAQUET 1150.91C0 Remote Control Fernbedienung** ist ein speziell entwickeltes Steuergerät für den **Maquet Operationshaustisch**. Dieses hochwertige Zubehör ermöglicht eine präzise und komfortable Bedienung des OP-Tisches aus der Ferne, wodurch der chirurgische Workflow deutlich optimiert wird.

Produktmerkmale und Funktionen:

- **Ergonomisches Design:** Die Fernbedienung ist handlich gestaltet, um eine einfache und intuitive Steuerung während chirurgischer Eingriffe zu gewährleisten.
- **Vielseitige Steuerungsmöglichkeiten:** Alle relevanten Funktionen des Maquet OP-Tisches, wie Höhenverstellung, Neigung und Positionierung, können schnell und präzise eingestellt werden.
- **Robuste Bauweise:** Das Gehäuse besteht aus hochwertigen Materialien, die den hohen Anforderungen im OP-Umfeld standhalten und eine lange Lebensdauer garantieren.



- **Einfache Integration:** Die Fernbedienung ist kompatibel mit verschiedenen Modellen des Maquet OP-Tisches und lässt sich unkompliziert anschließen.
- **Hygienische Oberfläche:** Die glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung und Desinfektion, um höchste Hygiene-Standards im Operationssaal einzuhalten.

Anwendungsbereiche:

Die MAQUET 1150.91C0 Fernbedienung ist ideal für den Einsatz in chirurgischen Einrichtungen, in denen eine präzise und flexible Steuerung des OP-Tisches erforderlich ist. Sie unterstützt Chirurgen und OP-Personal dabei, Patientenpositionen schnell und sicher anzupassen, ohne den Sterilitätsbereich zu verlassen.

Technische Daten (Auszug):

- Spannungsversorgung: Kompatibel mit Maquet OP-Tisch-System
- Bedienung: Tastenfeld mit klarer Beschriftung
- Abmessungen: Kompakt und leicht
- Gewicht: Gering für ermüdungsfreies Arbeiten

Mit der **MAQUET 1150.91C0 Remote Control Fernbedienung** investieren Sie in eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung zur Steuerung Ihres Maquet OP-Tisches, die den chirurgischen Ablauf effizienter und sicherer gestaltet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

