



[MAQUET 1150.30D0 + 1146.62A0 GESTELL OP TISCH](#)

SKU: CT062023-NV

Das **Maquet 1150.30D0 + 1146.62A0 Gestell** ist ein robustes und vielseitiges OP-Tischgestell, das höchste Stabilität und präzise Positioniermöglichkeiten für chirurgische Eingriffe gewährleistet. Es überzeugt durch seine Kompatibilität mit verschiedenen Aufsatzmodulen und erleichtert so eine effiziente und sichere Patientenlagerung im Operationssaal.



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Maquet 1150.30D0 + 1146.62A0 Gestell OP Tisch** ist eine hochmoderne und multifunktionale Basisvorrichtung, die speziell für den Einsatz in Operationssälen konzipiert wurde. Dieses Gestell zeichnet sich durch seine robuste Bauweise, exzellente Stabilität und vielseitige Kompatibilität mit verschiedenen Tischplatten und Zubehörteilen aus.

Produktmerkmale und technische Details:

- **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, garantiert das Gestell eine langlebige und sichere Nutzung selbst bei anspruchsvollen Operationen.
- **Flexible Höhenverstellung:** Ermöglicht eine präzise Anpassung der Tischhöhe zur Optimierung der ergonomischen Arbeitsbedingungen für das medizinische Personal.
- **Kompatibilität:** Das Gestell ist kompatibel mit unterschiedlichen Maquet OP-Tischplatten, was vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen chirurgischen Disziplinen bietet.
- **Mobilität:** Ausgestattet mit hochwertigen Rollen, die eine einfache und sichere Positionierung des Tisches im OP-Saal ermöglichen. Die Rollen verfügen über zuverlässige Feststellmechanismen.
- **Stabilität und Sicherheit:** Das Design gewährleistet eine hohe Standfestigkeit, um auch bei belastenden



Operationen eine sichere Lage des Patientenbetts zu garantieren.

- **Einfache Reinigung:** Die glatten Oberflächen und das durchdachte Design erleichtern die hygienische Reinigung und Desinfektion nach den strengen Anforderungen im medizinischen Umfeld.

Anwendungsbereiche:

Das Maquet 1150.30D0 + 1146.62A0 Gestell OP Tisch ist ideal geeignet für den Einsatz in:

- Allgemeinchirurgischen Eingriffen
- Orthopädischen Operationen
- Neurochirurgie
- Gynäkologie und Geburtshilfe
- Urologie und weiteren spezialisierten chirurgischen Fachbereichen

Zusammenfassend bietet das **Maquet 1150.30D0 + 1146.62A0 Gestell OP Tisch** eine perfekte Kombination aus Stabilität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen und trägt somit zu einem sicheren und effizienten Operationsablauf bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

