



[MAQUET 1150.30D0 O TISCH PLATTE AUS 1146.62A0 GESTELL](#)

SKU: CR062023-NV

Die **Maquet 1150.30D0 O Tischplatte** in Kombination mit dem **1146.62A0 Gestell** bietet eine stabile und hygienische Oberfläche, ideal für den Einsatz im medizinischen Bereich. Das hochwertige Material gewährleistet eine einfache Reinigung und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet 1150.30D0 O Tischplatte** in Kombination mit dem **1146.62A0 Gestell** stellt eine hochwertige Lösung für den Einsatz in modernen medizinischen Einrichtungen dar. Dieses System wurde speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen im Bereich der Chirurgie, Endoskopie und anderer medizinischer Anwendungen gerecht zu werden.

Eigenschaften der Maquet 1150.30D0 O Tischplatte:

- Hergestellt aus robustem und leicht zu reinigendem Material, das eine optimale Hygiene sicherstellt.
- Ergonomisches Design ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Patientenpositionen.
- Kompatibel mit vielfältigem Zubehör für unterschiedliche medizinische Verfahren.
- Optimale Größe und Stabilität bieten eine sichere Lagerung des Patienten während der Behandlung.

Merkmale des 1146.62A0 Gestells:

- Stabiler und langlebiger Rahmen, gefertigt aus hochwertigen Materialien.
- Einfache Montage und Demontage für schnellen Auf- und Abbau im OP-Bereich.
- Flexible Höhenverstellung und Neigungsoptionen für eine präzise Positionierung.



- Kompatibilität mit der Maquet Tischplatte garantiert eine sichere Verbindung und hohe Belastbarkeit.

Vorteile im medizinischen Einsatz:

- Erhöhte Patientensicherheit durch zuverlässige Stabilität und rutschfeste Oberflächen.
- Verbesserte Arbeitsbedingungen für das medizinische Personal dank leichter Handhabung.
- Hygienische Materialien und Oberflächen erleichtern die Reinigung und Desinfektion.
- Vielseitigkeit durch modulare Bauweise ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Fachbereichen.

Zusammenfassend bietet die Kombination aus der **Maquet 1150.30D0 O Tischplatte** und dem **1146.62A0 Gestell** eine erstklassige Lösung für den sicheren, hygienischen und effizienten Einsatz im OP. Durch die durchdachte Konstruktion und hochwertige Materialien werden sowohl Patientenkomfort als auch die Anforderungen des medizinischen Personals optimal erfüllt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

