



[MAQUET 3110.26A9 REMOTE CHARGER / FERNBEDIENUNG-LADEGERÄT](#)

SKU: CT082025-K

Maquet 3110.26A9 Remote Charger ist ein zuverlässiges Fernbedienung-Ladegerät, das speziell für die sichere und effiziente Stromversorgung medizinischer Geräte entwickelt wurde. Es gewährleistet eine stabile Ladeleistung und unterstützt somit den reibungslosen Betrieb in klinischen Umgebungen.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#), [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Maquet 3110.26A9 Remote Charger / Fernbedienung-Ladegerät** ist ein spezialisiertes Ladegerät, das für den zuverlässigen und sicheren Betrieb von Fernbedienungen im medizinischen Umfeld konzipiert wurde. Es gewährleistet eine effiziente Energieversorgung und trägt somit maßgeblich zur kontinuierlichen Funktionsfähigkeit medizinischer Geräte bei.

Produktmerkmale und Funktionen:

- **Kompatibilität:** Speziell entwickelt für Maquet-Fernbedienungen und kompatible medizinische Steuerungseinheiten.
- **Sicheres Laden:** Integrierte Schutzmechanismen gegen Überladung, Kurzschluss und Überhitzung sorgen für eine sichere Handhabung im klinischen Alltag.
- **Robustes Design:** Das Ladegerät ist für den Dauereinsatz in anspruchsvollen medizinischen Umgebungen ausgelegt und erfüllt die hohen Anforderungen an Hygiene und Langlebigkeit.
- **Einfache Handhabung:** Benutzerfreundliche Schnittstellen ermöglichen ein unkompliziertes An- und Abkoppeln der Fernbedienungen.
- **Effiziente Ladezeiten:** Optimierte Ladezyklen sorgen für eine schnelle Wiederherstellung der



Einsatzbereitschaft der Fernbedienungen.

- **Anzeigeelemente:** LED-Anzeigen informieren über den aktuellen Ladezustand und Betriebsstatus.

Anwendungsbereiche:

Das Maquet 3110.26A9 Remote Charger wird vornehmlich in Krankenhäusern, Operationssälen und anderen medizinischen Einrichtungen eingesetzt, in denen Fernbedienungen zur Steuerung von medizinischen Geräten unverzichtbar sind. Durch das zuverlässige Laden und die einfache Handhabung unterstützt es die Arbeitsabläufe des medizinischen Personals und trägt zur Patientensicherheit bei.

Technische Daten im Überblick:

- Spannungsversorgung: Entsprechend den Maquet Standards
- Ladezeit: Optimiert für schnelle Wiederverfügbarkeit
- Schutzfunktionen: Überladung, Kurzschluss, Überhitzung
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend
- Material: Medizinisch geeignetes, leicht zu reinigendes Gehäuse

Mit dem **Maquet 3110.26A9 Remote Charger** investieren Sie in ein hochwertiges, sicheres und effizientes Ladegerät, das speziell auf die Anforderungen der medizinischen Fernbedienungstechnologie abgestimmt ist. Es unterstützt die nachhaltige Nutzung der Medizintechnik und gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit der Geräte bei gleichzeitig einfacher Bedienung und Wartung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

