



**MAQUET 3110.30E5 3110 30 E 5 -:**  
**TELEMAQUET -IR OP-TISCHFERNBEDIENUNG**  
**// FERNBEDIENUNG**

**SKU:** AI012019-K - CW082025-K

Die **Maquet 3110.30E5 Telemaquet -IR OP-Tischfernbedienung** ermöglicht eine präzise und komfortable Steuerung moderner OP-Tische per Infrarot. Sie garantiert eine zuverlässige Bedienung und unterstützt so optimale Arbeitsabläufe im chirurgischen Umfeld.



---

**Categories:** [OP Tischplatte](#), [OP-Tische](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Maquet 3110.30E5 Telemaquet -IR OP-Tischfernbedienung** ist ein hochwertiges Steuergerät, das speziell für die präzise und sichere Bedienung von Maquet Operations- und Behandlungstischen entwickelt wurde. Dieses ergonomisch gestaltete Handgerät ermöglicht dem medizinischen Personal eine komfortable und intuitive Fernsteuerung der Tischfunktionen während chirurgischer Eingriffe.

### Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Infrarot-Technologie (IR):** Die Fernbedienung kommuniziert zuverlässig und störungsfrei über Infrarot, was eine kabellose Steuerung des OP-Tisches ermöglicht und die Bewegungsfreiheit im Operationssaal erhöht.
- **Vielseitige Steuerungsmöglichkeiten:** Mit der Telemaquet -IR können sämtliche Tischbewegungen wie Höhenverstellung, Neigungen, Trendelenburg- und Rücklage präzise und stufenlos eingestellt werden.
- **Ergonomisches Design:** Die kompakte und leicht bedienbare Fernbedienung liegt optimal in der Hand und gewährleistet eine sichere Handhabung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
- **Robuste Bauweise:** Die Fernbedienung ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und eine einfache Reinigung gemäß medizinischer Hygieneanforderungen sicherstellen.
- **Einfache Integration:** Die Telemaquet -IR ist kompatibel mit einer Vielzahl von Maquet OP-Tischmodellen und lässt sich unkompliziert in bestehende Systeme einbinden.



### **Anwendungsbereiche:**

Die Maquet 3110.30E5 Telemaquet -IR OP-Tischfernbedienung ist ideal für den Einsatz in chirurgischen Einrichtungen, in denen eine präzise und schnelle Anpassung der Tischpositionen erforderlich ist. Sie unterstützt Chirurgen und OP-Personal dabei, optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen und den Patientenkomfort während der Operation zu gewährleisten.

### **Zusammenfassung:**

Mit der **Maquet 3110.30E5 Telemaquet -IR Fernbedienung** erhalten Sie ein zuverlässiges, benutzerfreundliches und robustes Steuergerät, das die Effizienz und Sicherheit im Operationssaal maßgeblich verbessert. Durch die kabellose Infrarotsteuerung ermöglicht sie eine flexible Handhabung und trägt so zu einem reibungslosen Ablauf chirurgischer Eingriffe bei.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

