



[MAQUET ARMLAGERUNG 100144F0 45CM](#)

SKU: GY082025



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Maquet Armlagerung 100144F0** mit einer Länge von **45 cm** ist ein hochwertiges, medizinisches Zubehör, das speziell für die sichere und ergonomische Fixierung des Arms während chirurgischer Eingriffe entwickelt wurde. Dieses Produkt bietet eine stabile und gleichzeitig flexible Positionierung, die den Bedürfnissen moderner Operationssäle gerecht wird.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Materialqualität:** Hergestellt aus langlebigen, leicht zu reinigenden und sterilisierbaren Materialien, die den hohen Anforderungen im klinischen Umfeld entsprechen.
- **Ergonomisches Design:** Die Armlagerung ist so konzipiert, dass sie eine komfortable Unterstützung des Arms gewährleistet und gleichzeitig Druckstellen sowie Durchblutungsstörungen minimiert.
- **Universelle Kompatibilität:** Passend für diverse OP-Tische und -Systeme von Maquet, ermöglicht sie eine einfache und sichere Befestigung.
- **Flexibilität:** Mit einer Länge von 45 cm bietet die Armlagerung ausreichend Platz für unterschiedliche Armgrößen und -positionen.
- **Hygiene und Sicherheit:** Die glatte Oberfläche erleichtert die Reinigung und Desinfektion, wodurch hygienische Standards im Operationssaal optimal eingehalten werden.

Anwendungsbereiche:

- Fixierung und Lagerung des Arms während orthopädischer, neurochirurgischer und allgemeinchirurgischer Eingriffe
- Vermeidung von Kompressionsschäden durch sichere und anatomisch angepasste Positionierung
- Unterstützung bei Verfahren, die eine stabile Armhaltung erfordern

Die **Maquet Armlagerung 100144F0 45cm** ist somit eine unverzichtbare Komponente für die sichere und effektive Durchführung operativer Maßnahmen und trägt wesentlich zum Patientenschutz sowie zur ergonomischen



Arbeitsweise des medizinischen Personals bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE



Artikel Nr. GY082025

480162020005

www.medical-trade-center.com

