



[MAQUET BETACLASSIC OP TISCH](#)

SKU: AM012024-NV

Der Maquet Betaclassic OP-Tisch bietet höchste Stabilität und präzise Positioniermöglichkeiten für chirurgische Eingriffe. Durch seine robuste Konstruktion und vielseitige Verstellbarkeit unterstützt er optimal den Operationsablauf in verschiedenen Fachrichtungen.



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet Betaclassic Operationstisch** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz in Operationssälen konzipiert wurde. Er bietet eine optimale Kombination aus Funktionalität, Stabilität und Ergonomie, um Chirurgen und medizinischem Personal eine effiziente und sichere Durchführung verschiedenster chirurgischer Eingriffe zu ermöglichen.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Robuste Konstruktion:** Der Betaclassic OP-Tisch ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit gewährleisten.
- **Flexible Positionierung:** Dank vielfältiger Verstellmöglichkeiten können Patienten in nahezu jeder erdenklichen Position gelagert werden, um den Anforderungen verschiedener chirurgischer Verfahren gerecht zu werden.
- **Hochpräzise Einstellung:** Die Tischplatte lässt sich elektrisch oder hydraulisch verstellen, was eine millimetergenaue Anpassung ermöglicht und somit optimale Zugänglichkeit für den Chirurgen sicherstellt.
- **Kompatibilität:** Der Betaclassic ist kompatibel mit einer Vielzahl von Zubehörteilen und Erweiterungen wie Armstützen, Beinhalterungen und Röntgenplatten, wodurch er vielseitig einsetzbar ist.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente sorgen für eine einfache Handhabung und schnelle Anpassung während der Operation.
- **Ergonomisches Design:** Der Tisch unterstützt die ergonomische Arbeitsweise des OP-Teams und trägt zur

Reduktion von Ermüdungserscheinungen bei.

- **Hygienische Oberflächen:** Die glatten, leicht zu reinigenden Oberflächen entsprechen den strengen Anforderungen an Hygiene und Infektionsprävention im OP-Bereich.

Anwendungsbereiche:

Der Maquet Betaclassic OP-Tisch eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen chirurgischen Disziplinen, darunter:

- Allgemeinchirurgie
- Orthopädie
- Traumatologie
- Neurochirurgie
- Thoraxchirurgie
- Gynäkologie und Urologie

Mit seiner bewährten Technik und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten stellt der Maquet Betaclassic OP-Tisch eine zuverlässige und effiziente Lösung für moderne Operationssäle dar. Er unterstützt medizinisches Personal dabei, chirurgische Eingriffe präzise und sicher durchzuführen und trägt somit maßgeblich zur Verbesserung der Patientenversorgung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

