



MAQUET DATASCOPE CS100 BALLOONPUMPE

SKU: AI062024

4.399,00 € 4.289,22 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Kardiologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Maquet Datascope CS100 Balloonpumpe ist ein kardiologisches Gerät, das für die mechanische Kreislaufunterstützung von Patienten mit schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickelt wurde. Als Intra-Aortale Ballonpumpe (IABP) wird es eingesetzt, um die Herzleistung zu entlasten, die Blutversorgung zu verbessern und akute kardiovaskuläre Zustände wie Herzinsuffizienz, Myokardinfarkte und Schockzustände zu behandeln. Es gehört zur Medizinproduktklasse IIb, was es zu einem hochspezialisierten und leistungsstarken Gerät in der Intensivmedizin und Notfallversorgung macht.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

