



## [MAQUET DEMO BASIS SYSTEM 1150.02 MOBIL 3114 2709 + 1009.75A0 BATTERIE - AKKU](#)

SKU: BJ062023

1.333,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Maquet Demo Basis System 1150.02 mobil 3114 2709** inklusive *1009.75A0 Batterie-Akku* bietet eine zuverlässige und flexible mobile Lösung für medizinische Demonstrationen und Schulungen, gewährleistet durch langlebige Akkuleistung und robustes Design.



---

Categories: [OP-Tische](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Maquet Demo Basis System 1150.02** in der mobilen Ausführung **3114 2709** inklusive der hochwertigen **1009.75A0 Batterie** stellt eine innovative und zuverlässige Lösung für medizinische Demonstrationen und Schulungen dar. Dieses System wurde speziell entwickelt, um eine flexible, mobile und dennoch leistungsstarke Plattform für den Einsatz im klinischen Umfeld zu bieten.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Mobilität:** Das System ist auf einem robusten, fahrbaren Gestell montiert, welches eine einfache und sichere Bewegung innerhalb von medizinischen Einrichtungen ermöglicht. Ideal für den Einsatz in Schulungsräumen, OP-Simulationen oder Präsentationen.
- **Leistungsfähige Batterie (1009.75A0):** Die integrierte Akku-Lösung garantiert eine langanhaltende Betriebsdauer ohne ständige Netzanbindung, was die Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten deutlich erhöht. Die Batterie ist wartungsarm und sorgt für eine stabile Energieversorgung.



- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienelemente und ein durchdachtes Design erleichtern die Handhabung und den schnellen Aufbau des Systems.
- **Vielseitigkeit:** Das Demo Basis System eignet sich hervorragend für Demonstrationszwecke verschiedenster medizinischer Geräte und Abläufe, unterstützt aber auch Trainings- und Schulungsmaßnahmen mit realitätsnaher Simulation.
- **Robustheit und Qualität:** Maquet steht für höchste Qualitätsstandards im Bereich medizinischer Produkte. Das Demo Basis System ist stabil konstruiert und auf Langlebigkeit ausgelegt.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Medizinische Schulungen und Trainings
- Produktvorführungen und Demonstrationen im klinischen Umfeld
- Simulation von chirurgischen Abläufen und Patientenmanagement
- Mobiler Einsatz in verschiedenen Abteilungen und Einrichtungen

Zusammenfassend bietet das **Maquet Demo Basis System 1150.02 mobil 3114 2709** mit der **1009.75A0 Batterie** eine flexible, zuverlässige und qualitativ hochwertige Lösung für medizinische Demonstrations- und Schulungszwecke. Die Kombination aus Mobilität, leistungsstarker Akku-Technologie und anwenderfreundlichem Design macht es zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel in modernen medizinischen Einrichtungen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

