



## **MAQUET ENDOSTAR 1533.01A0 OP-TISCH** **ELEKTRISCH VERSTELLBAR**

**SKU:** BY082025

Der **Maquet Endostar 1533.01A0** ist ein elektrisch verstellbarer OP-Tisch, der durch seine präzise Positionierbarkeit optimale Unterstützung während chirurgischer Eingriffe bietet. Mit robustem Design und benutzerfreundlicher Steuerung gewährleistet er höchste Sicherheit und Komfort für Patienten und medizinisches Personal.



---

**Categories:** [OP-Tische](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Maquet Endostar 1533.01A0** ist ein elektrisch verstellbarer OP-Tisch, der speziell für den Einsatz in modernen Operationssälen konzipiert wurde. Dieses hochwertige medizinische Gerät bietet eine Vielzahl von Funktionen, die eine präzise Positionierung des Patienten während chirurgischer Eingriffe ermöglichen und somit optimale Arbeitsbedingungen für das operative Team schaffen.

### **Produktmerkmale und Vorteile:**

- **Elektrische Verstellbarkeit:** Der OP-Tisch verfügt über eine voll elektrische Höhen-, Neigungs- und Längsverstellung, welche eine einfache und schnelle Anpassung an verschiedene chirurgische Anforderungen ermöglicht.
- **Hohe Stabilität und Sicherheit:** Durch eine robuste Konstruktion aus hochwertigen Materialien gewährleistet der Maquet Endostar eine sichere Patientenlagerung während der Operation.
- **Flexibles Tischplattenkonzept:** Die modular gestaltete Tischplatte erlaubt den Einsatz verschiedener Lagerungselemente und ermöglicht eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Eingriffsarten.
- **Intuitive Bedienung:** Die Steuerung erfolgt über ein benutzerfreundliches Bedientableau mit klarer Symbolik, wodurch das Personal den Tisch schnell und unkompliziert einstellen kann.



- **Kompatibilität und Integration:** Der OP-Tisch ist kompatibel mit einer Vielzahl von chirurgischen Zubehörteilen und lässt sich problemlos in bestehende OP-Umgebungen integrieren.
- **Einfach zu reinigende Oberflächen:** Die glatten, desinfektionsmittelbeständigen Oberflächen unterstützen die Einhaltung hoher Hygiene- und Sterilitätsstandards.

#### **Technische Daten (Auszug):**

- Tragfähigkeit: bis zu 250 kg
- Höhenverstellung: ca. 60 cm bis 100 cm
- Neigungsverstellung: bis  $\pm 30^\circ$  (Trendelenburg und Rückwärtsneigung)
- Längsverstellung: ca. 40 cm
- Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz
- Abmessungen der Tischplatte: ca. 200 x 50 cm

Der **Maquet Endostar 1533.01A0** ist eine ideale Lösung für Krankenhäuser und chirurgische Zentren, die Wert auf Präzision, Sicherheit und Ergonomie legen. Durch seine vielseitigen Einstellmöglichkeiten unterstützt er eine optimale Patientenlagerung und erleichtert dem OP-Team die Durchführung verschiedenster chirurgischer Verfahren.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

