



[MAQUET GETINGE ED FLOW-AER RDGE DOM 2011](#)

SKU: BX032022-VER

zzgl. [Versandkosten](#)

Maquet Getinge ED Flow-Aer RDGE DOM 2011 ist ein hochmodernes medizinisches Gerät zur präzisen Steuerung und Überwachung von Beatmungsparametern in der Intensiv- und Anästhesiepflege. Es gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Unterstützung der Patientenbeatmung durch innovative Technologie und benutzerfreundliches Design.



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Maquet Getinge ED Flow-Aer RDGE DOM 2011** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz in chirurgischen und intensivmedizinischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses System zeichnet sich durch seine präzise Steuerung der Beatmung sowie seine robuste und zuverlässige Bauweise aus, die den hohen Anforderungen in Kliniken und Krankenhäusern gerecht wird.

Eigenschaften und Funktionen:

- **Innovative Beatmungstechnologie:** Das Gerät bietet eine Vielzahl von Beatmungsmodi, die individuell an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden können, einschließlich kontrollierter, assistierter und spontaner Beatmung.
- **Hohe Präzision und Sicherheit:** Dank modernster Sensorik und Regelmechanismen gewährleistet das ED Flow-Aer RDGE eine exakte Kontrolle von Atemvolumen, Atemfrequenz und Sauerstoffzufuhr, was die Patientensicherheit maximiert.



- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Die intuitive Steuerung ermöglicht medizinischem Fachpersonal eine einfache und schnelle Anpassung der Beatmungseinstellungen auch in kritischen Situationen.
- **Robustes Design:** Das Gerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und erfüllt alle relevanten medizinischen Normen und Sicherheitsstandards, was eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit sicherstellt.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Geeignet für den Einsatz in Operationssälen, Intensivstationen und anderen klinischen Bereichen, in denen eine präzise und individuelle Beatmung erforderlich ist.

Technische Details:

- Modell: ED Flow-Aer RDGE DOM 2011
- Hersteller: Maquet Getinge
- Beatmungsmodi: Kontrolliert, assistiert, spontan
- Bedienung: Elektronisch mit Touch-Display
- Sicherheitsfunktionen: Alarmer bei Parameterabweichungen, Notfallfunktionen
- Kompatibilität: Anschlussmöglichkeiten an verschiedene Monitoring-Systeme

Das **Maquet Getinge ED Flow-Aer RDGE DOM 2011** stellt eine zuverlässige Lösung zur Unterstützung der Patientenbeatmung dar und ist aufgrund seiner fortschrittlichen Technologie und Bedienfreundlichkeit eine ausgezeichnete Wahl für medizinische Einrichtungen, die höchste Qualität und Sicherheit in der Patientenversorgung gewährleisten möchten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

