



**MAQUET MAGNUS OP-TISCHSYSTEM**  
**1180.32A0 + 1180.65A0 + 1180.01C0 +**  
**1180.11A0 + 1180.81A0 + 1180.10A0**

**SKU:** DR032022

**Maquet Magnus OP-Tischsystem 1180.32A0 + 1180.65A0 + 1180.01C0 + 1180.11A0 + 1180.81A0 + 1180.10A0** bietet höchste Flexibilität und Stabilität für anspruchsvolle chirurgische Eingriffe. Das modulare Design ermöglicht eine präzise Positionierung des Patienten bei gleichzeitig einfacher Handhabung und maximaler Sicherheit im Operationssaal.



---

**Categories:** [OP-Tische](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Maquet Magnus OP-Tischsystem** (Bestellnummern 1180.32A0, 1180.65A0, 1180.01C0, 1180.11A0, 1180.81A0, 1180.10A0) stellt eine hochmoderne Lösung für den chirurgischen Einsatz dar und bietet umfassende Funktionalität, Flexibilität sowie Ergonomie für verschiedenste operative Anwendungen.

Dieses OP-Tischsystem ist konzipiert für den Einsatz in anspruchsvollen chirurgischen Umgebungen und überzeugt durch seine robuste Bauweise sowie vielfältige Anpassungsmöglichkeiten. Die Kombination der einzelnen Komponenten gewährleistet eine optimale Patientenlagerung und unterstützt Chirurgen bei präzisen Eingriffen.

- **Modulare Bauweise:** Die einzelnen Module (1180.32A0, 1180.65A0, 1180.01C0, 1180.11A0, 1180.81A0, 1180.10A0) ermöglichen eine flexible und individuell anpassbare Konfiguration des OP-Tischsystems, passend für unterschiedliche chirurgische Anforderungen.
- **Ergonomische Patientenlagerung:** Die Tischplatte und Zubehörteile sind so gestaltet, dass sie eine optimale Lagerung des Patienten in verschiedenen Positionen erlauben – von Rückenlage über Seitenlage bis hin zu komplexen Lagerungen.
- **Präzise Verstellung:** Elektrisch gesteuerte Funktionen ermöglichen eine stufenlose Höhenverstellung,



Neigung sowie Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Positionen, was die Anpassung während des Eingriffs erleichtert.

- **Kompatibilität:** Das System ist kompatibel mit einer Vielzahl von chirurgischen Instrumenten und Zubehör, was den Einsatz in diversen Fachbereichen wie Allgemeinchirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie und Urologie unterstützt.
- **Hygienisches Design:** Die glatten Oberflächen und abnehmbaren Komponenten fördern eine einfache Reinigung und Desinfektion, um höchste hygienische Standards im Operationssaal zu gewährleisten.
- **Sicherheit:** Integrierte Sicherheitsmechanismen schützen Patienten und Personal, beispielsweise durch zuverlässige Verriegelungen und Notfallfunktionen.

Zusammenfassend bietet das **Maquet Magnus OP-Tischsystem** eine erstklassige Kombination aus Flexibilität, Präzision und Sicherheit, die den Anforderungen moderner Operationsteams gerecht wird. Es unterstützt eine Vielzahl von chirurgischen Eingriffen und trägt maßgeblich zu einem effizienten und sicheren OP-Ablauf bei.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

