



**MAQUET MEDAP**  
**SEKRETBEHÄLTERVERSCHLUSS 57500390 3**  
**LITER MIT VERSCHLUSS**

**SKU:** Z122025

**Maquet Medap Sekretbehälterverschluss**

**57500390** ist ein zuverlässiger Verschluss für 3-Liter-Sekretbehälter, der eine sichere Abdichtung gewährleistet und Kontaminationen verhindert. Das Produkt ist speziell für den Einsatz in medizinischen Absaugsystemen konzipiert und bietet eine einfache Handhabung bei höchster Hygiene.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet Medap Sekretbehälterverschluss 57500390** ist speziell entwickelt worden, um eine sichere und hygienische Handhabung von Sekretbehältern mit einem Fassungsvermögen von **3 Litern** zu gewährleisten. Dieses hochwertige Produkt erfüllt die hohen Anforderungen in medizinischen Einrichtungen, insbesondere in der Intensiv- und Notfallmedizin sowie in der Beatmungstherapie.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Passgenauer Verschluss:** Der Sekretbehälterverschluss ist exakt auf 3-Liter-Sekretbehälter abgestimmt und sorgt für eine dichte Abdichtung, um das Austreten von Sekret sicher zu verhindern.
- **Robustes Material:** Hergestellt aus widerstandsfähigem, biokompatiblem Kunststoff, der eine langlebige und zuverlässige Nutzung garantiert.
- **Einfache Handhabung:** Der Verschluss lässt sich leicht aufsetzen und wieder entfernen, was die Wartung und Reinigung der Sekretbehälter erleichtert.
- **Hygienisch und sicher:** Verhindert Kontaminationen und schützt das Pflegepersonal vor dem direkten Kontakt mit infektiösen Sekreten.



- **Kompatibilität:** Speziell konzipiert für Maquet Medap Sekretbehälter, wodurch eine optimale Passform und Funktionalität sichergestellt wird.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Maquet Medap Sekretbehälterverschluss eignet sich ideal für den Einsatz in:

- Intensivstationen
- Operationssälen
- Notfall- und Rettungsdiensten
- Beatmungstherapie
- Ambulanten Pflegeeinrichtungen

### **Technische Details:**

- Volumen: 3 Liter
- Material: Hochwertiger medizinischer Kunststoff
- Farbe: Transparent bzw. entsprechend der Maquet Medap Standards
- Artikelnummer: 57500390

Mit dem Maquet Medap Sekretbehälterverschluss 57500390 erhalten Sie ein zuverlässiges und sicheres Produkt, das den hohen Anforderungen im medizinischen Alltag gerecht wird und zur effizienten Infektionsprävention beiträgt.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

