



## [MAQUET OP TISCH MAQUET 4747.00A0](#)

**SKU:** FK072025

Der Maquet OP Tisch MAQUET 4747.00A0 ist ein hochpräziser, vielseitig einstellbarer Operationstisch, der optimale Patientenlagerung und ergonomische Arbeitsbedingungen für chirurgische Eingriffe gewährleistet. Seine robuste Konstruktion und einfache Bedienbarkeit machen ihn zur idealen Wahl für moderne Operationsäle.



---

**Categories:** [OP Tischplatte](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

