



[MAQUET POWERLED 300 LED BEHANDLUNGSLAMPE MIT RÖNTGENSCHUTZSCHEIBE](#)

SKU: EX022024

~~4.888,00 €~~ 4.500,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Maquet PowerLED 300** ist eine leistungsstarke LED-Behandlungslampe, die durch ihre integrierte Röntgenschutzscheibe optimalen Schutz für medizinisches Personal bietet. Sie gewährleistet eine homogene, schattenfreie Ausleuchtung und unterstützt präzise Diagnosen und Eingriffe in Klinik und Praxis.



Categories: [OP- und Untersuchungsleuchten](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Maquet PowerLED 300** ist eine hochmoderne LED-Behandlungslampe, die speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Durch ihre innovative Technologie bietet sie eine optimale Ausleuchtung von Untersuchungs- und Behandlungsbereichen bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch und langer Lebensdauer.

Ein besonderes Merkmal der PowerLED 300 ist die integrierte **Röntgenschutzscheibe**, die gleichzeitig als Schutzbarriere dient und den Bediener sowie den Patienten vor unerwünschter Röntgenstrahlung schützt. Diese Kombination macht die Lampe besonders geeignet für den Einsatz in Operationssälen, Untersuchungsräumen und bei interventionellen Radiologieverfahren.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Hochleistungs-LED-Technologie:** Gleichmäßige, flimmerfreie und schattenarme Beleuchtung mit hoher Farbwiedergabe (CRI > 90) für eine exakte Beurteilung von Geweben und Oberflächen.
- **Integrierte Röntgenschutzscheibe:** Wirksamer Schutz vor Streustrahlung während Röntgenaufnahmen, ohne die Funktionalität der Lampe einzuschränken.
- **Energieeffizienz:** Niedriger Stromverbrauch bei gleichzeitig hoher Lichtintensität von bis zu 30.000 Lux, was eine präzise und komfortable Arbeitsumgebung gewährleistet.
- **Flexibles Design:** Dreh- und schwenkbarer Lampenkopf ermöglicht eine individuelle Ausrichtung des Lichtkegels, um auch schwer zugängliche Bereiche optimal auszuleuchten.
- **Lange Lebensdauer:** LED-Leuchtmittel mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden reduzieren Wartungs- und Austauschkosten.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Steuerung der Lichtintensität und einfache Montage an Decken- oder Wandhalterungen.

Die Maquet PowerLED 300 erfüllt höchste Anforderungen an Hygiene und Sicherheit in medizinischen Einrichtungen. Das Gehäuse ist aus hochwertigen, leicht zu reinigenden Materialien gefertigt und entspricht den geltenden Normen für medizinische Geräte.

Dank ihrer Kombination aus effizienter Beleuchtung und integriertem Röntgenschutz bietet die PowerLED 300 eine zuverlässige Lösung für vielfältige medizinische Anwendungen, bei denen optimale Sichtverhältnisse und Strahlenschutz gleichermaßen erforderlich sind.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Zustand

Gepüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

