



**MAQUET RADIUS 1557.01AM.3**  
**GYNÄKOLOGISCHER**  
**UNTERSUCHUNGSSTUHL GYNSTUHL**

**SKU:** AJ092021-NV

**Maquet Radius 1557.01AM.3** ist ein hochwertiger gynäkologischer Untersuchungsstuhl, der durch seine ergonomische Bauweise optimale Patientenlagerung und Arztkomfort gewährleistet. Der Gynstuhl überzeugt durch präzise Verstellmöglichkeiten und robuste Verarbeitung, ideal für den Einsatz in modernen gynäkologischen Praxen und Kliniken.



---

**Categories:** [Gynäkologie und Urologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet Radius 1557.01AM.3** ist ein hochwertiger gynäkologischer Untersuchungsstuhl, der speziell für den Einsatz in gynäkologischen Praxen, Krankenhäusern und Kliniken entwickelt wurde. Dieser Gynstuhl bietet eine optimale Kombination aus Funktionalität, Komfort und Hygiene, um eine effiziente und sichere Untersuchung sowie Behandlung von Patientinnen zu gewährleisten.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Der Stuhl ist so konzipiert, dass sowohl die Patientin als auch der Untersuchende eine komfortable und anatomisch optimale Position einnehmen können, was die Durchführung gynäkologischer Untersuchungen erheblich erleichtert.
- **Elektrische Verstellbarkeit:** Sitzhöhe, Rückenlehne sowie Beinstützen lassen sich motorisch und stufenlos verstellen, um individuelle Bedürfnisse und Untersuchungsanforderungen flexibel anzupassen.
- **Hochwertige Polsterung:** Die Oberfläche ist mit einem medizinisch geprüften, leicht zu reinigenden und desinfizierenden Kunstleder bezogen, das höchsten Hygienestandards entspricht und gleichzeitig für angenehmen Sitzkomfort sorgt.



- **Stabile Konstruktion:** Der robuste Stahlrahmen gewährleistet eine hohe Tragfähigkeit und Langlebigkeit, auch bei intensiver täglicher Nutzung.
- **Integrierte Fußstützen:** Die verstellbaren Fußstützen ermöglichen eine sichere und komfortable Positionierung der Beine während der Untersuchung.
- **Leichte Reinigung und Wartung:** Die glatten Oberflächen und das durchdachte Design minimieren Reinigungseffort und Infektionsrisiko.

#### **Technische Daten:**

- Maximale Belastbarkeit: ca. 150 kg
- Verstellbare Sitzhöhe: ca. 50–90 cm
- Elektrische Steuerung mit Handbedienung
- Maße (L x B x H): ca. 180 x 65 x 50–90 cm
- Material Bezug: Medizinisch zertifiziertes Kunstleder
- Farbe: Standardmäßig in neutralem Weiß oder Hellgrau erhältlich

Der **Maquet Radius 1557.01AM.3 Gynäkologische Untersuchungsstuhl** ist eine erstklassige Lösung für alle medizinischen Einrichtungen, die Wert auf Qualität, Funktionalität und Patientenkomfort legen. Er unterstützt das medizinische Personal dabei, Untersuchungen präzise und effizient durchzuführen, und bietet Patientinnen eine angenehme und sichere Untersuchungsumgebung.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

