



[MAQUET RADIUS 1557.01BM 1557.02 - 1557.02AM - 1557.03 BJ.4 1557.01AA 1557.01AE GYNÄKOLOGISCHER UNTERSUCHUNGSSTUHL GYNSTUHL + LEISEGANG 1H3 KOLPOSKOP](#)

**SKU:** E062021

Der **Maquet Radius 1557.01BM** ist ein hochwertiger gynäkologischer Untersuchungsstuhl, der durch ergonomisches Design und optimale Patientenlagerung überzeugt. In Kombination mit dem *Leisegang 1H3 Kolposkop* ermöglicht er präzise Diagnosen und komfortable Untersuchungen in der Gynäkologie.



---

**Categories:** [Gynäkologie und Urologie](#), [Möbel und Praxiseinrichtung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet Radius 1557.01BM Gynäkologische Untersuchungsstuhl** ist ein hochmodernes, ergonomisch gestaltetes Untersuchungsmöbel, das speziell für gynäkologische Untersuchungen, Behandlungen und kleinere operative Eingriffe entwickelt wurde. Er bietet optimalen Komfort für Patientinnen und maximale Funktionalität für medizinisches Fachpersonal.

### Hauptmerkmale des Maquet Radius 1557.01BM Gynäkologischen Untersuchungsstuhls:

- **Ergonomisches Design:** Die Sitz- und Liegeflächen sind anatomisch geformt und sorgen für eine angenehme Lagerung der Patientin während der Untersuchung.
- **Elektrische Verstellmöglichkeiten:** Höhenverstellung, Rückenlehne und Beinteile lassen sich einfach und präzise per Knopfdruck einstellen, um optimale Untersuchungspositionen zu erreichen.
- **Stabilität und Sicherheit:** Robuste Konstruktion mit einer hohen Belastbarkeit und rutschfesten Standfüßen



gewährleistet maximale Sicherheit.

- **Hygienische Oberflächen:** Die Materialien sind leicht zu reinigen und desinfizieren, um höchste Hygienestandards im klinischen Alltag zu erfüllen.
- **Komfortable Polsterung:** Hochwertiger Schaumstoff und abwischbare Bezüge bieten angenehmen Sitzkomfort.

Der Gynostuhl ist ideal geeignet für:

- Routineuntersuchungen
- Ultraschalluntersuchungen
- Kolposkopien
- Kleinere operative Eingriffe

### **Leisegang 1H3 Kolposkop – Präzision und Komfort in der Diagnostik**

Das im Lieferumfang enthaltene **Leisegang 1H3 Kolposkop** ergänzt den Untersuchungsstuhl optimal und ermöglicht eine hochauflösende, vergrößerte Betrachtung des Gebärmutterhalses, der Scheide und Vulva. Es zeichnet sich aus durch:

- **Exzellente optische Qualität:** Hochwertige Linsen und einstellbare Vergrößerungsstufen gewährleisten eine präzise Diagnostik.
- **Flexible Positionierung:** Der bewegliche Arm ermöglicht eine einfache und ergonomische Ausrichtung des Kolposkops während der Untersuchung.
- **Integrierte Lichtquelle:** Helle, gleichmäßige Beleuchtung zur optimalen Sicht auf das Untersuchungsfeld.
- **Leises und vibrationsarmes Design:** Für eine störungsfreie und komfortable Untersuchungssituation.

### **Zusammenfassung:**

Der **Maquet Radius 1557.01BM Gynäkologische Untersuchungsstuhl** in Kombination mit dem **Leisegang 1H3 Kolposkop** stellt eine professionelle und zuverlässige Lösung für gynäkologische Praxen und Kliniken dar. Das System vereint ergonomischen Komfort, hygienische Sicherheit und modernste optische Diagnostik in einem hochwertigen Gesamtkonzept.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

