



## [MAQUET SERVO-S VENTILATOR](#)

SKU: AW112024 // CQ112024

~~3.125,00 €~~ **2.925,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Beatmungsgerät](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet Servo-S** ist ein hochentwickeltes Beatmungsgerät, das für die Unterstützung der Atemfunktion bei Patienten in verschiedenen klinischen Umgebungen, insbesondere auf Intensivstationen, konzipiert wurde. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des Maquet Servo-S:

### Hauptmerkmale:

#### 1. Vielseitige Beatmungsmodi:

- Der Servo-S bietet eine Vielzahl von Beatmungsmodi, darunter druckgesteuerte (PCV), volumengesteuerte (VCV) und unterstützte Beatmungsmodi. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Patienten.

#### 2. Echtzeit-Überwachung:

- Das Gerät bietet umfassende Überwachungsmöglichkeiten mit Echtzeitdaten zu Atemfrequenz, Tidalvolumen, Druckwerten und anderen wichtigen Parametern, um den Zustand des Patienten kontinuierlich zu überwachen.

#### 3. Benutzerfreundliche Oberfläche:

- Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Einstellung und Anpassung der Beatmungsparameter sowie eine klare Anzeige aller relevanten Informationen.

#### 4. Automatische Anpassungen:

- Der Servo-S kann automatisch auf Veränderungen im Atemmuster des Patienten reagieren, was die Effizienz der Beatmung verbessert und den Komfort erhöht.

#### 5. Datenmanagement:

- Das Gerät kann Daten speichern und über verschiedene Schnittstellen übertragen, was die Dokumentation und Nachverfolgung von Patienten erleichtert.

#### 6. Kompakte Bauweise:



- Der Servo-S ist relativ leicht und kompakt, was den Transport innerhalb einer Einrichtung oder zu einem anderen Standort erleichtert.

#### **7. Integration von Zusatzgeräten:**

- Der Ventilator kann mit verschiedenen Zubehörteilen verbunden werden, um zusätzliche Funktionen wie Monitoring oder spezielle Beatmungsstrategien zu ermöglichen.

#### **Anwendungen:**

- Unterstützung bei akuten Atemwegserkrankungen
- Langzeitbeatmung bei chronischen Atemwegserkrankungen
- Postoperative Beatmung
- Notfallmedizin

Der Maquet Servo-S ist ein bewährtes Gerät zur Unterstützung der Atmung von Patienten in kritischen Situationen und bietet sowohl Flexibilität als auch Benutzerfreundlichkeit für medizinisches Personal.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

