




[MAQUET TRIMANO ARM POSITIONER + ACCESSORIES](#)

SKU: 0042023-NV

MAQUET Trimano Arm Positioner ist ein vielseitiges und ergonomisches System zur sicheren und stabilen Positionierung des Arms während chirurgischer Eingriffe. Das Zubehör ermöglicht individuelle Anpassungen und erhöht die Flexibilität im OP, um optimale Zugänglichkeit und Patientensicherheit zu gewährleisten.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **MAQUET Trimano Arm Positioner** ist ein hochmodernes, chirurgisches Hilfsmittel, das speziell entwickelt wurde, um den Arm während operativer Eingriffe präzise und stabil zu positionieren. Dieses innovative System unterstützt Chirurgen dabei, optimale Zugänglichkeit und ergonomische Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, was zu einer verbesserten Operationsqualität und Patientensicherheit beiträgt.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Flexible Positionierung:** Der Trimano Arm Positioner ermöglicht eine vielseitige und stufenlose Einstellung des Arms in verschiedenen Winkeln und Positionen, um spezifische chirurgische Anforderungen zu erfüllen.
- **Stabile Fixierung:** Durch seine robuste Konstruktion gewährleistet das System eine zuverlässige Fixierung des Arms, minimiert ungewollte Bewegungen und unterstützt so präzise Eingriffe.
- **Einfache Handhabung:** Die intuitive Bedienung ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Anpassung während der Operation, ohne den sterilen Bereich zu beeinträchtigen.
- **Ergonomisches Design:** Das System ist so konzipiert, dass es den Druck auf das Operationsteam reduziert und eine komfortable Positionierung des Patienten gewährleistet.
- **Kompatibilität:** Der Trimano Arm Positioner ist mit einer Vielzahl von OP-Tischen und Zubehörteilen kompatibel, was seine Integration in bestehende OP-Umgebungen erleichtert.



Zubehör:

- Verschiedene Halterungen und Adapter zur individuellen Anpassung an unterschiedliche OP-Tische.
- Spezialisierte Polsterungen zur Erhöhung des Patientenkomforts und Schutz vor Druckstellen.
- Verlängerungen und zusätzliche Gelenke für noch mehr Flexibilität in der Armpositionierung.

Der **MAQUET Trimano Arm Positioner inklusive Zubehör** ist ein unverzichtbares Instrument für orthopädische, vaskuläre und allgemeinchirurgische Eingriffe, bei denen die präzise und sichere Positionierung des Arms entscheidend ist. Durch seine erstklassige Qualität und Vielseitigkeit unterstützt er medizinisches Fachpersonal dabei, optimale Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig den Patientenkomfort zu maximieren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

