



[MAQUET VENTA SP 26 CHIRURGISCHES VAKUUM](#)

SKU: GG082025-NV

Maquet venta SP 26 ist ein leistungsstarkes chirurgisches Vakuumsystem, das eine zuverlässige Absaugung während operativer Eingriffe gewährleistet. Es überzeugt durch hohe Effizienz, einfache Bedienbarkeit und robuste Bauweise, um optimale Arbeitsbedingungen im OP zu sichern.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Maquet Venta SP 26** ist ein hochmodernes chirurgisches Vakuumsystem, das speziell für den Einsatz im Operationssaal entwickelt wurde. Es gewährleistet eine zuverlässige Absaugung von Flüssigkeiten, Blut und Gewebetrümmern während chirurgischer Eingriffe und unterstützt somit eine optimale Sicht- und Arbeitsumgebung für das OP-Team.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Leistungsstarke Vakuumerzeugung:** Das Maquet Venta SP 26 bietet eine konstante und präzise Vakuumregelung, die eine effiziente Absaugung bei unterschiedlichen chirurgischen Anwendungen ermöglicht.
- **Robustes und kompaktes Design:** Das Gerät ist platzsparend konstruiert und eignet sich ideal für den Einsatz in engen OP-Umgebungen sowie für den mobilen Einsatz.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente und ein übersichtliches Display ermöglichen eine einfache Einstellung und Überwachung des Vakuums während des Eingriffs.
- **Leiser Betrieb:** Die Vakuumpumpe arbeitet geräuscharm, was zu einer angenehmeren Arbeitsatmosphäre im OP beiträgt.
- **Hygienische und sichere Absaugung:** Das System ist kompatibel mit standardisierten Auffangbehältern und



Filtersystemen, die eine sichere und keimfreie Handhabung der abgesaugten Flüssigkeiten gewährleisten.

- **Wartungsfreundlichkeit:** Das Gerät ist so konzipiert, dass regelmäßige Wartungsarbeiten schnell und unkompliziert durchgeführt werden können, was die Betriebssicherheit erhöht.

Anwendungsbereiche:

Das Maquet Venta SP 26 wird vor allem in der Chirurgie eingesetzt, darunter:

- Allgemeinchirurgie
- Orthopädie
- HNO-Chirurgie
- Neurochirurgie
- Thoraxchirurgie

Durch seine exzellente Leistungsfähigkeit und hohe Zuverlässigkeit ist das Maquet Venta SP 26 eine unverzichtbare Komponente für moderne OP-Säle, die höchste hygienische und funktionale Anforderungen erfüllen müssen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

