



## MARQUETTE HELLIGE EAGLE 1000 ÜBERWACHUNGSMONITOR

**SKU:** ES122017// ET092020-V // AE112020-V  
**528,36 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

### **Marquette Hellige Eagle 1000**

**Überwachungsmonitor** ist ein zuverlässiges medizinisches Gerät zur kontinuierlichen Überwachung von Vitalparametern in klinischen Umgebungen. Er bietet präzise Messungen und eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche, die eine effiziente Patientenüberwachung gewährleistet.



---

**Categories:** [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Marquette Hellige Eagle 1000 Überwachungsmonitor** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für die kontinuierliche Überwachung von Patienten entwickelt wurde. Er bietet eine präzise und zuverlässige Erfassung lebenswichtiger Parameter und unterstützt damit Ärzte und Pflegepersonal bei der frühzeitigen Erkennung von Veränderungen im Zustand des Patienten.

### **Hauptmerkmale und Funktionen:**

- **Multifunktionale Überwachung:** Der Eagle 1000 ermöglicht die simultane Überwachung verschiedener Vitalparameter wie EKG, Blutdruck, Sauerstoffsättigung (SpO2), Atemfrequenz und Temperatur.
- **Hohe Messgenauigkeit:** Durch modernste Sensortechnologie gewährleistet der Monitor eine exakte und zuverlässige Datenerfassung, die für fundierte klinische Entscheidungen essenziell ist.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Ein benutzerfreundliches Display mit klarer Visualisierung der Messwerte und



Trends erleichtert die Bedienung und ermöglicht eine schnelle Interpretation der Daten.

- **Alarmmanagement:** Anpassbare Alarmgrenzen sorgen für eine frühzeitige Warnung bei kritischen Abweichungen, wodurch die Patientensicherheit deutlich erhöht wird.
- **Datenmanagement und Integration:** Der Monitor unterstützt die nahtlose Integration in Krankenhausinformationssysteme (KIS) und ermöglicht die Speicherung sowie den Export von Patientendaten für eine umfassende Dokumentation.
- **Mobilität und Flexibilität:** Das kompakte und robuste Design erlaubt den Einsatz sowohl auf Intensivstationen als auch in Notfall- und Transportsettings.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Marquette Hellige Eagle 1000 ist ideal geeignet für den Einsatz in:

- Intensiv- und Überwachungsstationen
- Notfall- und Rettungsdiensten
- Operationssälen
- Ambulanten Einrichtungen

### **Technische Daten (Auszug):**

- Display: Hochauflösendes Farb-LCD mit Touchscreen
- Stromversorgung: Netz- und Akkubetrieb mit langer Laufzeit
- Schnittstellen: USB, Ethernet, serielle Ports für externe Geräte
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend
- Gewicht: Leicht und transportabel

Zusammenfassend stellt der **Marquette Hellige Eagle 1000 Überwachungsmonitor** eine zuverlässige und vielseitige Lösung zur Patientenüberwachung dar, die höchsten medizinischen Anforderungen gerecht wird. Seine präzisen Messfunktionen, die intuitive Bedienung und die flexible Einsetzbarkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Gerät in der modernen Patientenversorgung.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Weight**

10 kg



## GALLERIE

