



MARTIN ELEKTROTOM 120 HF-GERÄT MIT ZUBEHÖR

SKU: F032013

Vollfunktionsfähig

Inkl. Handstück, Neutralelektrode und Fusspedal

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller . Martin

Modell. ELEKTROTOM

Typ. 130

300VA

220 V, 50Hz

mitgeliefert ist ein Handstück, Neutralelektrode, und Fusspedal

einem neuen Neutralelektrodenkabel für Einmalektroden, normaler Gebrauchzustand

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

