



MARTIN ME M1 HF-GERÄT MIT ZUBEHÖR

SKU: AG062015

2.378,81 €

220V 50/60Hz, 800VA, Class I,
Typ. CF, Monopol. 400W / 300 Ohm,

geliefert mit einer neutrale Elektrode, Fußschalter,
01 Elektroden-Handgriff 80-220-00,.....

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

220V 50/60Hz, 800VA, Class I,
Typ. CF, Monopol. 400W / 300 Ohm,

geliefert mit einer neutrale Elektrode, Fußschalter, 01 Elektroden-Handgriff 80-220-00,.....

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

