



## [MAVIG PROTEGRA 2 OT25B05 PB 0.5MM X-RAY SHIELD NON-RADIOACTIVE 23.5"X30"](#)

**SKU:** X032018 // Y032018-NV

**MAVIG Protegra 2 OT25B05** ist ein *0,5 mm bleifreies Röntgenschutzschild*, das zuverlässigen Strahlenschutz bei minimalem Gewicht bietet. Mit den Maßen 23,5" x 30" schützt es effektiv vor Röntgenstrahlen, ohne radioaktive Materialien zu enthalten, und eignet sich ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen.



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#), [Röntgen und Zubehör](#), [Röntgen und zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **MAVIG Protegra 2 OT25B05 Pb 0.5mm Röntgenschutzschild** ist ein hochwertiges, nicht-radioaktives Schutzprodukt, das speziell für den Einsatz in medizinischen und zahnmedizinischen Röntgenanwendungen entwickelt wurde. Mit den Abmessungen von **23,5" x 30"** (ca. 59,7 cm x 76,2 cm) bietet dieses Schutzschild eine effiziente Barriere gegen Röntgenstrahlen und sorgt so für den optimalen Schutz von Patienten und medizinischem Personal.

### Produktmerkmale im Überblick:

- **Bleidicke:** 0,5 mm Pb – gewährleistet eine ausgezeichnete Strahlenabschirmung bei minimaler Materialdicke.
- **Material:** Nicht-radioaktives Schutzmaterial, das höchste Sicherheitsstandards erfüllt und umweltfreundlich ist.
- **Abmessungen:** 23,5" x 30" (ca. 59,7 cm x 76,2 cm) – ideal für vielseitige Anwendungen und einfache Handhabung.
- **Design:** Flaches, robustes Schild für den flexiblen Einsatz in verschiedenen Röntgen-Settings.

Das Protegra 2 OT25B05 ist besonders geeignet für den Einsatz in:



- Radiologischen Praxen und Krankenhäusern
- Zahnärztlichen Röntgeneinrichtungen
- Veterinärmedizinischen Röntgenanwendungen
- Forschungslaboren mit Strahlenbelastung

#### **Vorteile und Nutzen:**

- Effektiver Schutz durch 0,5 mm Bleidicke bei gleichzeitig geringem Gewicht.
- Keine radioaktiven Bestandteile – sicher für Mensch und Umwelt.
- Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung.
- Optimale Größe für vielseitige Anwendungen und einfache Integration in bestehende Schutzsysteme.

Das MAVIG Protegra 2 OT25B05 Pb 0.5mm Röntgenschild erfüllt alle relevanten medizinischen Sicherheitsnormen und ist ein unverzichtbares Zubehör für den zuverlässigen Strahlenschutz. Es unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Strahlenschutzvorgaben und trägt maßgeblich zur Minimierung der Strahlenexposition bei.

**Fazit:** Mit dem MAVIG Protegra 2 OT25B05 erhalten Sie ein leistungsstarkes, sicheres und anwenderfreundliches Röntgenschild, das optimalen Schutz bei diagnostischen und therapeutischen Röntgeneinsätzen gewährleistet.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Weight** 20 kg



## GALLERIE

