



[MECOTEC CRYAIR MINI KÄLTETHERAPIE GERÄT](#)

SKU: AM092024-NV

MecoTec CryAir Mini ist ein kompaktes Kältetherapiegerät, das gezielt Schmerzen und Schwellungen nach Verletzungen oder Operationen effektiv lindert. Es kombiniert eine präzise Temperaturkontrolle mit einfacher Handhabung für eine sichere und angenehme Anwendung.



Categories: [Physikalische Therapie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **MecoTec CryAir Mini** ist ein hochwertiges Kältetherapie-Gerät, das speziell entwickelt wurde, um postoperative Schwellungen, Schmerzen und Entzündungen effektiv zu reduzieren. Es bietet eine gezielte und kontrollierte Kryotherapie, die sowohl in der orthopädischen Rehabilitation als auch in der Sportmedizin Anwendung findet.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Kompaktes und leichtes Design:** Das CryAir Mini ist handlich und einfach zu transportieren, wodurch es sich ideal für den Einsatz in Kliniken, Praxen und zu Hause eignet.
- **Effiziente Kälteabgabe:** Das Gerät nutzt eine kontinuierliche Zirkulation von kaltem Wasser, um eine gleichmäßige und langanhaltende Kühlung zu gewährleisten.
- **Individuell anpassbare Temperatursteuerung:** Die Temperatur kann präzise eingestellt werden, um den Bedürfnissen des Patienten optimal gerecht zu werden.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Anwendung ohne aufwändige Schulung.
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Geeignet für verschiedene Körperregionen, einschließlich Knie, Schulter, Ellenbogen und Fuß.



Technische Details:

- Leistungsaufnahme: Niedrigenergieverbrauch für effizienten Betrieb
- Wassertankvolumen: Optimale Größe für kontinuierliche Kühlung
- Material: Hochwertige, hygienische Materialien, leicht zu reinigen
- Geräuscharm im Betrieb

Anwendungsgebiete:

Das MecoTec CryAir Mini unterstützt die Behandlung bei:

- Postoperativen Schwellungen und Schmerzen
- Akuten Verletzungen wie Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen
- Chronischen Entzündungszuständen
- Rehabilitation nach orthopädischen Eingriffen

Sicherheits- und Hygienestandards:

Das Gerät entspricht den gängigen medizinischen Sicherheitsnormen und ist einfach zu reinigen, um eine hygienische Anwendung sicherzustellen. Durch die kontrollierte Kältetherapie wird eine Überkühlung der Haut vermieden, was die Sicherheit für den Patienten erhöht.

Mit dem **MecoTec CryAir Mini** erhalten Sie ein zuverlässiges, effektives und benutzerfreundliches Kältetherapie-Gerät, das zur schnelleren Genesung und Schmerzlinderung beiträgt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

