



## [MEDAP P 7030 P7030 SEKRETTSAUGER ABSAUGPUMPE](#)

**SKU:** FM112025

**MEDAP P 7030 Sekretsauger** ist eine leistungsstarke Absaugpumpe, die eine effiziente und zuverlässige Entfernung von Sekreten gewährleistet. Das kompakte, benutzerfreundliche Design ermöglicht eine präzise Steuerung und ist ideal für den klinischen Einsatz geeignet.



---

**Categories:** [Patientenversorgung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **MEDAP P 7030 Sekretsauger** ist eine hochmoderne Absaugpumpe, die speziell für den medizinischen Einsatz entwickelt wurde. Er eignet sich ideal zur effizienten und sicheren Entfernung von Sekreten aus Atemwegen bei Patienten in Kliniken, Pflegeeinrichtungen oder im häuslichen Umfeld.

Dank seiner zuverlässigen Technik gewährleistet der MEDAP P 7030 eine konstante und präzise Saugleistung, die für verschiedene medizinische Anwendungen optimal angepasst werden kann. Das Gerät überzeugt durch seine robuste Bauweise und einfache Handhabung, was den Arbeitsalltag für medizinisches Fachpersonal enorm erleichtert.

### **Wesentliche Merkmale und Vorteile des MEDAP P 7030 Sekretsaugers:**

- **Leistungsstarke Absaugpumpe:** Stetige und kontrollierte Saugkraft für eine effektive Sekretentfernung.
- **Stufenlos einstellbarer Unterdruck:** Ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten.
- **Robustes und hygienisches Design:** Leicht zu reinigen und desinfizieren, um höchste Hygienestandards zu gewährleisten.
- **Geräuscharmer Betrieb:** Minimiert Störungen und schafft eine angenehme Umgebung für Patient und Anwender.
- **Mobil und kompakt:** Einfache Transportmöglichkeit und platzsparende Aufstellung am Behandlungsort.



- **Großes Auffangvolumen:** Reduziert die Häufigkeit des Behälterwechsels und sorgt für einen sicheren Betrieb.

Der MEDAP P 7030 Sekretpumpen erfüllt alle relevanten medizinischen Normen und Sicherheitsanforderungen, was seine Eignung für den professionellen Einsatz unterstreicht. Er ist kompatibel mit verschiedenen Absaugzubehörteilen und kann flexibel an unterschiedliche Behandlungssituationen angepasst werden.

**Zusammenfassung:**

Mit dem MEDAP P 7030 Sekretpumpen erhalten Sie eine leistungsfähige, zuverlässige und benutzerfreundliche Absaugpumpe, die höchste Ansprüche in der Patientenversorgung erfüllt. Seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und das durchdachte Design machen ihn zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel in der modernen Medizin.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

