



## **MEDAP P 7030 SEKRETSaugER ABSAUGPUMPE**

**SKU:** U042017

**299,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Sekretsauger

Aussenmaß : Ca 420x190x240mm

Spannung : 220/230V

Leistung : 88W

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)


[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Absaugpumpen](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Sekretsauger

Aussenmaß : Ca 420x190x240mm

Spannung : 220/230V

Leistung : 88W

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight** 35 kg



## GALLERIE

