




[MEDAP TWISTA SILENT 1070](#) [CHIRURGIESAUGER- ABSAUGER](#)

SKU: GA0520255-NV

Medap Twista Silent 1070 ist ein leiser, zuverlässiger Chirurgiesauger, der eine effiziente Absaugung während chirurgischer Eingriffe gewährleistet. Das kompakte Design und die geräuscharme Technologie sorgen für optimale Handhabung und sicheren Betrieb im OP-Bereich.



Categories: [Absaugpumpe](#), [Absaugpumpen](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Medap Twista Silent 1070** ist ein hochmoderner Chirurgiesauger, der speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Dieses Gerät zeichnet sich durch seine herausragende Saugleistung und einen besonders leisen Betrieb aus, was sowohl für das medizinische Personal als auch für die Patienten von großem Vorteil ist.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Effiziente Saugleistung:** Der Medap Twista Silent 1070 gewährleistet eine zuverlässige und konstante Absaugung von Flüssigkeiten und Sekreten während chirurgischer Eingriffe und anderer medizinischer Anwendungen.
- **Geräuscharmer Betrieb:** Durch innovative Technik arbeitet der Absauger besonders leise, was die Arbeitsatmosphäre im OP verbessert und Stress für Patienten minimiert.
- **Robustes und kompaktes Design:** Das Gerät ist leicht zu transportieren und platzsparend, ideal für den flexiblen Einsatz in verschiedenen medizinischen Bereichen.
- **Intuitive Bedienung:** Eine benutzerfreundliche Steuerung ermöglicht eine einfache Handhabung, sodass das medizinische Personal sich voll und ganz auf den Eingriff konzentrieren kann.



- **Hygienische Standards:** Der Chirurgesauger ist kompatibel mit sterilen Einweg-Absaugbehältern und erfüllt hohe Anforderungen an Hygiene und Patientensicherheit.

Anwendungsbereiche:

Der Medap Twista Silent 1070 eignet sich hervorragend für den Einsatz in:

- Chirurgischen Operationssälen
- Notfall- und Intensivstationen
- Anästhesie- und Aufwachräumen
- Ambulanten Eingriffsräumen

Fazit: Mit dem Medap Twista Silent 1070 Chirurgesauger erhalten medizinische Einrichtungen ein leistungsstarkes, zuverlässiges und leises Absauggerät, das höchste Anforderungen an Funktionalität und Hygiene erfüllt. Es unterstützt das medizinische Personal dabei, Eingriffe sicher und effizient durchzuführen und trägt somit maßgeblich zur Patientensicherheit bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

