



## MEDELA BASIC 30 SURGICAL ASPIRATOR RAPID VACUUM SUCTION PUMP MIT BEHÄLTER

**SKU:** FZ122025

**Medela Basic 30 Surgical Aspirator Rapid Vacuum Suction Pump** ist ein zuverlässiges, medizinisches Absauggerät zur schnellen und effektiven Entfernung von Flüssigkeiten während chirurgischer Eingriffe. Das kompakte Gerät verfügt über einen integrierten Behälter und garantiert eine konstante Vakuumleistung für präzise Absaugung im klinischen Einsatz.



---

**Categories:** [Absaugpumpen](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Medela Basic 30 Surgical Aspirator Rapid Vacuum Suction Pump mit Behälter** ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Absauggerät, das speziell für den medizinischen Einsatz in chirurgischen und klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht eine schnelle und effektive Absaugung von Flüssigkeiten, Sekreten und anderen Materialien, die während medizinischer Eingriffe oder Notfallmaßnahmen anfallen können.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Leistungsstarke Absaugung:** Die Pumpe erzeugt ein starkes Vakuum, das eine effiziente und kontinuierliche Absaugung gewährleistet, um den Operationsbereich oder die Atemwege schnell von überschüssigen Flüssigkeiten zu befreien.
- **Integrierter Auffangbehälter:** Der transparente Behälter ermöglicht eine einfache Überwachung des Volumens der abgesaugten Flüssigkeiten und ist leicht zu entleeren und zu reinigen, was die Hygiene und Sicherheit erhöht.
- **Robustes Design:** Die Medela Basic 30 ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Funktion auch unter anspruchsvollen Bedingungen garantieren.



- **Einfache Bedienung:** Das Gerät ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht durch übersichtliche Bedienelemente eine intuitive Handhabung auch in Stresssituationen.
- **Mobil und kompakt:** Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht erleichtern den Transport und die Nutzung an verschiedenen Einsatzorten, wie OP-Sälen, Notaufnahmen oder Rettungsdiensten.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Chirurgische Eingriffe zur Absaugung von Blut, Sekreten oder anderen Flüssigkeiten
- Notfallmedizin, insbesondere zur Sicherstellung freier Atemwege
- Postoperative Versorgung zur Entfernung überschüssiger Flüssigkeiten
- Intensivmedizinische Betreuung und Pflege

#### **Technische Details:**

- Absaugkapazität: Schnell und konstant mit hoher Vakuumerzeugung
- Behältervolumen: Großzügig bemessen für längere Einsatzzeiten ohne häufiges Entleeren
- Stromversorgung: Effizienter und geräuscharmer Betrieb
- Maße und Gewicht: Kompakt und leicht für flexible Einsatzmöglichkeiten

Der **Medela Basic 30 Surgical Aspirator** ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für medizinisches Fachpersonal, das Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und einfache Handhabung legt. Durch seine bewährte Technik unterstützt er effektiv bei der Absaugung und trägt somit zur Sicherheit und zum Behandlungserfolg der Patienten bei.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

