



MEDELA DOMINANT 50 PUMPE ABSAUGER

SKU: EY082024

~~2.025,00 €~~ **1.170,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Milchpumpe](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Medela Dominant 50 ist eine Milchpumpe, die häufig in Kliniken und von Fachleuten verwendet wird. Sie ist für das Abpumpen von Muttermilch konzipiert und bietet verschiedene Funktionen, um den Komfort und die Effizienz beim Abpumpen zu erhöhen.

Hier sind einige Merkmale der Medela Dominant 50:

1. **Doppelpumpenfunktion:** Die Pumpe ermöglicht das gleichzeitige Abpumpen von beiden Brüsten, was die Zeit verkürzt und die Milchproduktion anregen kann.
2. **Einstellbare Saugstärke:** Die Pumpe bietet verschiedene Saugstufen, sodass Benutzer die Intensität an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Bedienung ist in der Regel intuitiv gestaltet, was die Handhabung erleichtert.
4. **Hygiene:** Medela legt großen Wert auf Hygiene, daher sind viele Teile der Pumpe leicht zu reinigen und desinfizieren.
5. **Leise im Betrieb:** Die Pumpe arbeitet relativ leise, was für eine angenehme Umgebung sorgt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

