



[MEDELA DOMINAT 50 - 600.5701 – ABSAUGER – FAHRBAR](#)

SKU: EL082024

~~1.550,00 €~~ **1.170,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Milchpumpe](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Medela Dominant 50 ist eine Milchpumpe, die häufig in der Stillberatung und in der Neonatologie eingesetzt wird. Sie ist bekannt für ihre Effizienz und Benutzerfreundlichkeit. Die Modellnummer 600.5701 bezieht sich auf eine spezifische Version oder Konfiguration des Geräts.

Einige Merkmale der Medela Dominant 50 könnten Folgendes umfassen:

- **Doppelte Pumpfunktion:** Ermöglicht das gleichzeitige Abpumpen von beiden Brüsten, was die Effizienz erhöht.
- **Einstellbare Saugstärke:** Benutzer können die Saugstärke anpassen, um den Komfort zu maximieren.
- **Tragbarkeit:** Oft sind diese Geräte so konzipiert, dass sie leicht transportiert werden können.
- **Einfache Reinigung:** Viele Teile sind abnehmbar und spülmaschinenfest.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

