



## [MEDELA MEDIAN ABSAUGPUMPE - ABSAUGER - ABSAUGUNG](#)

**SKU:** HV052025-NV

**Medela Median Absaugpumpe** ist ein leistungsstarker, zuverlässiger Absauger zur effektiven und schonenden Entfernung von Sekreten in medizinischen Anwendungen. Das kompakte Gerät gewährleistet eine präzise Absaugung mit einfacher Bedienung und hoher Sicherheit für Patient und Anwender.



---

**Categories:** [Notfallversorgung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Medela Median Absaugpumpe** ist ein hochwertiges, medizinisches Gerät, das speziell für die effiziente und sichere Absaugung von Körperflüssigkeiten entwickelt wurde. Sie findet breite Anwendung in Krankenhäusern, Kliniken sowie in der häuslichen Pflege, insbesondere bei Patienten mit Atemwegsproblemen oder anderen medizinischen Indikationen, die eine Absaugung erfordern.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Leistungsstarke Absaugung:** Die Medela Median Absaugpumpe bietet eine zuverlässige und gleichmäßige Saugleistung, die individuell regulierbar ist, um den unterschiedlichen Bedürfnissen des Patienten gerecht zu werden.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Das intuitive Bedienfeld ermöglicht eine einfache Handhabung durch medizinisches Fachpersonal oder geschulte Pflegekräfte. Die Einstellungen lassen sich präzise anpassen.
- **Mobilität und Flexibilität:** Das kompakte und leichte Design erleichtert den Transport und den Einsatz an verschiedenen Einsatzorten. Die Pumpe kann sowohl stationär als auch mobil verwendet werden.
- **Hygienisches System:** Das Absaugset ist leicht austauschbar und sorgt für eine hygienische Absaugung, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Die Pumpe ist mit sterilen Einwegkomponenten kompatibel.



- **Leiser Betrieb:** Das Gerät arbeitet geräuscharm, was den Komfort für den Patienten erhöht und eine ruhige Umgebung unterstützt.
- **Sicherheit:** Eingebaute Sicherheitsmechanismen schützen vor Überdruck und garantieren eine schonende Absaugung.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Absaugung von Sekreten aus den Atemwegen, z. B. bei tracheotomierten Patienten
- Entfernung von überschüssigem Schleim bei Erkrankungen wie COPD oder Mukoviszidose
- Postoperative Wundabsaugung
- Notfallmedizin und Intensivpflege

#### **Technische Daten:**

- Absaugdruck: individuell einstellbar bis ca. -0,8 bar
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit Netzteil
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Abmessungen: kompakt und platzsparend

Die **Medela Median Absaugpumpe** überzeugt durch ihre Kombination aus Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit und ist somit eine verlässliche Lösung für die professionelle Absaugtherapie.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

