



## MEDELA VAC LOW FLOW ABSAUGREGLER MIT MANOMETER

SKU: A112024-K

~~125,00 €~~ **117,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Absaugregler](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Medela Vac Low Flow Absaugregler mit Manometer ist ein Gerät, das in der medizinischen und pflegerischen Versorgung eingesetzt wird, um eine kontrollierte Absaugung von Flüssigkeiten oder Sekreten zu ermöglichen. Hier sind einige wichtige Punkte zu diesem Gerät:

1. **Funktion:** Der Absaugregler ermöglicht es, den Unterdruck (Vakuum) präzise einzustellen und zu regulieren. Dies ist besonders wichtig, um Gewebeverletzungen oder übermäßige Absaugung zu vermeiden.
2. **Manometer:** Das integrierte Manometer zeigt den aktuellen Druck an, sodass der Benutzer jederzeit die Vakuumstärke überwachen kann. Dies hilft, die Sicherheit und Effektivität der Absaugung zu gewährleisten.
3. **Einsatzgebiete:** Solche Geräte werden häufig in der Intensivpflege, Chirurgie oder bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen eingesetzt, um beispielsweise Schleim oder andere Sekrete aus den Atemwegen zu entfernen.
4. **Bedienung:** Die Bedienung sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten. Es ist wichtig, die richtigen Einstellungen für den jeweiligen Patienten und die jeweilige Situation vorzunehmen.
5. **Wartung:** Regelmäßige Wartung und Reinigung des Geräts sind notwendig, um eine hygienische Anwendung sicherzustellen und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

