



## **MEDELA VARIO 18 UNIVERSAL- ABSAUGPUMPE OHNE BEHÄLTER**

**SKU:** EM022025

**Medela Vario 18 Universal-Absaugpumpe ohne Behälter** ist eine leistungsstarke, vielseitig einsetzbare Absaugpumpe, die durch ihre kompakte Bauweise und zuverlässige Funktion optimal für den medizinischen Einsatz geeignet ist. Das Gerät ermöglicht eine präzise und schonende Absaugung ohne integrierten Behälter, was eine flexible Anpassung an verschiedene Behältersysteme ermöglicht.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Medela Vario 18 Universal-Absaugpumpe ist ein tragbares, batteriebetriebenes Gerät, das für chirurgische Eingriffe und Atemwegsabsaugungen konzipiert wurde. Sie bietet eine konstante Saugleistung von bis zu  $-75$  kPa bei einem Fluss von 18 l/min und ist mit einem membranbasierten Vakuumregler ausgestattet, der eine präzise Einstellung des Vakuums ermöglicht. Die Pumpe wiegt ohne Behälter etwa 3,5 kg und ist mit einem integrierten Akku ausgestattet, der eine kabellose Nutzung von bis zu 30 Minuten ermöglicht. Akustische und visuelle Alarme informieren den Benutzer über den Ladezustand des Akkus.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

