



[MEDELA VARIO ABSAUGPUMPE](#)

SKU: CB042026

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Absaugpumpe](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Medela Vario**-Serie umfasst mobile, medizinische Absaugpumpen, die für ihre Zuverlässigkeit und ihren leisen Betrieb bekannt sind. Das gängigste Modell ist die **Vario 18**, eine universell einsetzbare Pumpe für das Absaugen der Atemwege oder kleinere chirurgische Eingriffe in Krankenhäusern, Praxen und in der häuslichen Pflege.

Wichtigste Merkmale der Vario 18

- **Leistung:** Bietet eine konstante Saugleistung von bis zu **18 l/min** und ein Vakuum von bis zu **-75 kPa** (-563 mmHg).
- **Antrieb:** Nutzt die patentierte **QuatroFlex-Technologie** (Kolben-Zylinder-System), die für einen vibrationsarmen und sehr leisen Betrieb (< 52 dB(A)) sorgt.
- **Mobilität:** Erhältlich als reine Netzversion (AC) oder als **AC/DC-Version mit integriertem Akku** (Laufzeit ca. 30–45 Minuten).
- **Hygiene & Sicherheit:** Ausgestattet mit einem Membran-Vakuumregler und einem Sicherheitsdruckknopf, der versehentliche Verstellungen verhindert. Ein integrierter Überlaufschutz und Bakterienfilter schützen das Gerät vor Kontamination.

Modellvarianten

Modell	Typische Anwendung	Besonderheit
--------	--------------------	--------------



Vario 18 Universal-Absaugpumpe Standard für Atemwege & kleine Chirurgie.

Vario 18 c/i Klinischer Bereich Ermöglicht sowohl **kontinuierliche** als auch **intermittierende** Absaugung.

Vario 8 Geringer Durchfluss Kompakteres Modell mit 8 l/min Saugleistung.

Systemkompatibilität

Die Pumpen können flexibel mit verschiedenen Auffangsystemen von Medela konfiguriert werden:

- **Einweg-Auffangsystem (DCS):** Sicher und hygienisch durch versiegelte Beutel.
- **Mehrweg-Auffangsystem (RCS):** Bestehend aus autoklavierbaren Polysulfon-Behältern.

Das Gerät ist für den professionellen Einsatz sowie für den Einsatz auf Notfallwagen optimiert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

