



## [MEDI ARGUS INFUSIONSPUMPE 707V 707 V - MIT TROPFSENSOR](#)

SKU: BZ102024

559,00 € ~~468,00 €~~

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Infusionspumpe](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Medi Argus Infusionspumpe 707V ist ein medizinisches Gerät, das für die präzise Verabreichung von Flüssigkeiten, Medikamenten und Nährstoffen an Patienten verwendet wird. Die Pumpe ist mit einem Tropfensensor ausgestattet, der eine wichtige Rolle bei der Überwachung des Infusionsprozesses spielt.

Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen der Medi Argus Infusionspumpe 707V:

1. **Tropfensensor:** Der integrierte Tropfensensor überwacht den Fluss der Infusion in Echtzeit. Er erkennt, ob die Tropfen ordnungsgemäß fallen und kann Alarme auslösen, wenn es zu Unterbrechungen oder Blockaden kommt.
2. **Präzise Dosierung:** Die Pumpe ermöglicht eine genaue Dosierung von Medikamenten und Flüssigkeiten, was besonders wichtig in kritischen Pflegeumgebungen ist.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Bedienoberfläche ist in der Regel intuitiv gestaltet, sodass medizinisches Personal die Pumpe schnell und einfach programmieren kann.
4. **Sicherheitsfunktionen:** Viele moderne Infusionspumpen, einschließlich der Medi Argus 707V, verfügen über Sicherheitsmechanismen wie Dosisgrenzen und Alarmfunktionen zur Vermeidung von Überdosierungen.
5. **Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten:** Diese Pumpe kann für verschiedene Arten von Infusionen eingesetzt werden, einschließlich kontinuierlicher Infusionen und intermittierender Bolusgaben.
6. **Portabilität:** Oft sind diese Pumpen so konzipiert, dass sie leicht transportiert werden können, was sie ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen macht.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

