



[MEDICAL ECONET COMPACT 5 TRAGBARER PATIENTENMONITOR / ÜBERWACHUNGSMONITOR MIT ZUBEHÖR](#)

SKU: AH082019-nv

medical ECONET Compact 5 ist ein tragbarer Patientenmonitor, der präzise Vitalparameter in Echtzeit erfasst und überwacht. Das kompakte Design kombiniert hohe Funktionalität mit einfacher Bedienbarkeit, unterstützt durch umfassendes Zubehör für vielseitige klinische Anwendungen.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **medical ECONET Compact 5** ist ein kompakter, tragbarer Patientenmonitor, der sich ideal für die kontinuierliche Überwachung vitaler Parameter in verschiedenen klinischen Umgebungen eignet. Dank seines benutzerfreundlichen Designs und der hochwertigen Sensorik bietet dieser Überwachungsmonitor präzise und zuverlässige Messwerte, die für die optimale Patientenversorgung unerlässlich sind.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Multifunktionale Überwachung:** Der Compact 5 ermöglicht die simultane Messung und Anzeige von EKG, SpO2, Blutdruck (nicht invasiv), Atemfrequenz und Pulsfrequenz.
- **Tragbarkeit:** Das leichte und kompakte Gehäuse erleichtert den mobilen Einsatz, sowohl in der Notfallmedizin als auch bei der Patientenüberwachung auf Station oder während des Transports.
- **Hochauflösendes Farbdisplay:** Ein gut ablesbares Farb-LCD sorgt für eine übersichtliche Darstellung aller Messwerte und Kurven, auch unter schwierigen Lichtverhältnissen.
- **Intuitive Bedienung:** Die benutzerfreundliche Oberfläche mit Touchscreen und klar strukturierten Menüs ermöglicht eine schnelle und einfache Handhabung, selbst in zeitkritischen Situationen.
- **Umfangreiches Zubehör:** Im Lieferumfang sind alle notwendigen Sensoren, Kabel und Adapter enthalten, um



eine sofortige Inbetriebnahme zu gewährleisten. Zusätzliche Zubehöroptionen ermöglichen eine individuelle Anpassung an spezifische klinische Anforderungen.

- **Datenmanagement:** Die integrierte Speicherfunktion erlaubt die Aufzeichnung und spätere Analyse von Patientendaten. Schnittstellen für USB und andere Kommunikationsprotokolle unterstützen die einfache Integration in Krankenhausinformationssysteme.
- **Lange Batterielaufzeit:** Der Monitor verfügt über einen leistungsstarken Akku, der eine kontinuierliche Überwachung über mehrere Stunden ohne Netzanschluss ermöglicht.

Anwendungsbereiche:

- Intensiv- und Notfallmedizin
- Ambulante und stationäre Patientenüberwachung
- Transport von Patienten innerhalb des Krankenhauses oder im Rettungsdienst
- Postoperative Überwachung

Der **medical ECONET Compact 5** ist somit ein zuverlässiges und vielseitiges Überwachungsgerät, das durch seine präzisen Messungen und seine flexible Einsetzbarkeit die Sicherheit und Betreuung von Patienten maßgeblich unterstützt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

