



MEDICAP USB 100 // USB100 VIDEO IMAGE CAPTURE MEDICAPTURE

SKU: EM102019-k

650,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Starre Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

MediCap USB 100 Digitaler Bildspeicher

Mit dem MediCapture System können digitale Bilder von medizinischen Geräten wie Arthroskopiekameras, Ultraschallgeräten und anderen Videobildgeräten erfasst werden.

Technische Daten:

M-USB-100. Digitaler Bildspeicher. Speichert digitale Standbilder von analogen Videoquellen auf einen USB flash drive.

Stabiles Metallgehäuse mit Folientastatur.

Folientastatur, flüssigkeitsbeständig.

PAL/NTSC (wählbar)

S-Video oder Composite Video über Y/C oder BNC

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

