



MEDICAP USB 100 // USB100 VIDEO IMAGE CAPTURE MEDICAPTURE

SKU: EM102019-k

650,00€

zzgl. Versandkosten

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com Mobile

Mobile Tel / Homezone Tel / Büro 0049 176 205 800 86 0049 40 18 20 79 03 0049 40 3 61 61 - 256 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: Starre Endoskope & Zubehör

PRODUKTBESCHREIBUNG

MediCap USB 100 Digitaler Bildspeicher

Mit dem MediCapture System können digitale Bilder von medizinischen Geräten wie Arthroskopiekameras, Ultraschallgeräten und anderen Videobildgeräten erfasst werden.

Technische Daten:

M-USB-100. Digitaler Bildspeicher. Speichert digitale Standbilder von analogen Videoquellen auf einen USB flash drive.

Stabiles Metallgehäuse mit Folientastatur.

Folientastatur, flüssigkeitsbeständig.

PAL/NTSC (wählbar)

S-Video oder Composite Video über Y/C oder BNC



Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE







