



[MEDIFA 400330 GYNSTUHL - UNTERSUCHUNGSSTUHL MIT BEINHALTER](#)

SKU: AQ092022

~~2.000,00 €~~ **1.499,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Medifa 400330 Gynstuhl ist ein ergonomischer Untersuchungsstuhl mit integrierten Beinhaltern, der speziell für gynäkologische Untersuchungen entwickelt wurde. Er bietet hohe Stabilität und Komfort für Patientinnen sowie eine optimale Zugänglichkeit für medizinisches Fachpersonal.



Categories: [Gynäkologie und Urologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Medifa 400330 Gynstuhl** ist ein hochwertiger Untersuchungsstuhl, der speziell für gynäkologische Untersuchungen und Behandlungen konzipiert wurde. Er bietet sowohl Patientinnen als auch medizinischem Fachpersonal höchsten Komfort und optimale Funktionalität, um eine präzise und schonende Untersuchung zu gewährleisten.

Die integrierten **Beinhalter** sind ergonomisch gestaltet und ermöglichen eine sichere sowie bequeme Positionierung der Patientin während der gynäkologischen Untersuchung. Durch die verstellbaren Halter können unterschiedliche Untersuchungspositionen einfach und individuell eingestellt werden, was die Flexibilität des Stuhls deutlich erhöht.

- **Robuste Konstruktion:** Der Gynstuhl ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und hohe Stabilität garantieren.
- **Verstellbare Sitzhöhe:** Die Sitzhöhe lässt sich elektrisch oder manuell anpassen, um eine ergonomische Arbeitsposition für das medizinische Personal zu ermöglichen.
- **Komfortables Polster:** Der Sitz und die Rückenlehne sind mit einem leicht zu reinigenden, hautfreundlichen



Material bezogen, das hohen Komfort für die Patientin bietet.

- **Einfache Reinigung und Hygiene:** Alle Oberflächen sind glatt und widerstandsfähig gegenüber Desinfektionsmitteln, um eine optimale Hygiene im Untersuchungsraum sicherzustellen.
- **Integrierte Beinhalter:** Die Beinhalter sind sicher, stufenlos verstellbar und bieten eine stabile Unterstützung während der Untersuchung.
- **Flexible Verstellmöglichkeiten:** Rückenlehne und Sitzneigung können individuell eingestellt werden, um verschiedene Untersuchungs- und Behandlungspositionen zu ermöglichen.

Der Medifa 400330 Gynstuhl ist somit eine ideale Lösung für Praxen, Kliniken und gynäkologische Fachbereiche, die Wert auf Qualität, Komfort und Funktionalität legen. Durch seine durchdachte Konstruktion unterstützt er eine effiziente Durchführung gynäkologischer Untersuchungen und trägt zu einer angenehmen Patientenerfahrung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

