



**MEDISON / SONOACE / SAMSUNG CONVEX  
C3-7ED /3 - 7 MHZ**

**SKU:** Q012016-01

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . C3-7ED

Frequenz: 3 - 7 Mhz

Hersteller . Sonoace / Medison / Samsung

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)


[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . C3-7ED

Frequenz: 3 - 7 Mhz

Hersteller . Sonoace / Medison / Samsung

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

