



## MEDISON / SONOACE / SAMSUNG HL5-9ED LINEAR 5 - 9 MHZ

**SKU:** BQ012016

**999,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . HL5-9ED

Frequenz: 5 - 9 Mhz

Hersteller . Sonoace / Medison / Samsung

für Sonoace X4; Sonoace 800; Sonoace PICO,  
Sonoace 8800, Sonoace 6000, Sonoace 5500, ....

Linear 5 Mhz - 9 Mhz 40 mm

Anwendung : Schilddrüse, Small Parts, Mamma .

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bezeichnung . HL5-9ED

Frequenz: 5 - 9 Mhz

Hersteller . Sonoace / Medison / Samsung

für Sonoace X4; Sonoace 800; Sonoace PICO, Sonoace 8800, Sonoace 6000, Sonoace 5500, ....

Linear 5 Mhz - 9 Mhz 40 mm



Anwendung : Schilddrüse, Small Parts, Mamma .

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

